



Informations sur le produit



Aiguille hypodermique stérile, à usage unique

Rendre l'administration de médicaments aussi indolore que possible grâce à la géométrie spéciale de la pointe de lancette acérée et une canule enveloppée de silicone qui permet une pénétration en douceur et empêche tout effet de percussio¹.

Description	Matériaux
1 Embase	Polypropylène + master batch
2 Canule	Acier inoxydable
Colle	Colle époxy
Lubrifiant	Huile de silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10⁻⁶

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date d'expiration sont imprimés sur l'emballage
- Ne pas stocker à des températures et à une humidité extrêmes

Précautions


- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation
- Ne pas réutiliser
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection

¹ Données internes - AGANI introduction material Juin 2020.

Vos aiguilles de choix, pour une large gamme d'applications.

Gamme de produits

Référence	Couleur	Ø de la canule	Longueur de la canule	Biseau
AN*1838R1	Rose	18G 1,20 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*1838S1	Rose	18G 1,20 mm	1 ½ pouce 38 mm	Court 17°
AN*1925R1	Crème	19G 1,10 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*1938R1	Crème	19G 1,10 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*1938S1	Crème	19G 1,10 mm	1 ½ pouce 38 mm	Court 17°
AN*1950R1	Crème	19G 1,10 mm	2 pouces 50 mm	Standard 11°
AN*2025R1	Jaune	20G 0,90 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2038R1	Jaune	20G 0,90 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*2116R1	Vert	21G 0,80 mm	¾ pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2125R1	Vert	21G 0,80 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2138R1	Vert	21G 0,80 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*2150R1	Vert	21G 0,80 mm	2 pouces 50 mm	Standard 11°
AN*2232R1	Noir	22G 0,70 mm	1 ¼ pouce 32 mm	Standard 11°
AN*2238R1	Noir	22G 0,70 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
AN*2316R1	Bleu	23G 0,60 mm	¾ pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2325R1	Bleu	23G 0,60 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2332R1	Bleu	23G 0,60 mm	1 ¼ pouce 32 mm	Standard 11°
AN*2425R1	Violet	24G 0,55 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2516R1	Orange	25G 0,50 mm	¾ pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2525R1	Orange	25G 0,50 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
AN*2613R1	Marron	26G 0,45 mm	½ pouce 13 mm	Standard 11°
AN*2623R1	Marron	26G 0,45 mm	¾ pouce 23 mm	Standard 11°
AN*2716R1	Gris	27G 0,40 mm	¾ pouce 16 mm	Standard 11°
AN*2719R1	Gris	27G 0,40 mm	¾ pouce 19 mm	Standard 11°
AN*3013R1	Jaune	30G 0,30 mm	½ pouce 13 mm	Standard 11°



Conditionnement

Unité sous blister (Film/Papier)

Boîte unitaire de 100 pièces

Dimensions 105 x 84 x 86 mm

Pour les références d'articles AN*1950R1 et AN*2150R1 dimensions 105 x 84 x 110 mm

Carton d'expédition 10 000 pièces

Dimensions 450 x 440 x 450 mm

Pour les références d'articles AN*1950R1 et AN*2150R1 5 000 pièces, dimensions 545 x 240 x 450 mm

Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié TÜV Product Service GmbH, TÜV SUD Group, CE 0123.

Fabricant Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd. (Chine)

Représentant CE Shanghai International Corp. GmbH (Europe) - Hambourg, Allemagne

Distributeur TERUMO EUROPE S.A. Interleuvenlaan 40, 3001 Louvain, Belgique

Choisissez parmi une large gamme de 18 G à 30 G

Le diamètre extérieur de l'aiguille peut être reconnu par l'embase à code de couleur ISO.



Terumo Corporation
+81 3 6742 8500

Terumo Europe S.A.
+32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
Bâtiment Renaissance
3 rond-point des Saules
78280 GUYANCOURT

R.C. Versailles 73 B 663

Votre partenaire Terumo

Dispositif médical exclusivement réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions décrites sur l'emballage avant toute utilisation.

Date de mise à jour : octobre 2021

Tous les noms de marque sont des marques commerciales ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.