

FICHE TECHNIQUE : DECHETS MEDICAUX



Désignation : **Pocket 0,25L**

Référence : **ST03825**

Date : **20/11/2016**



Dimensions : 130 x 60 x 34 mm

Poids : 50 gr

Matière : Polypropylène copolymère

Volume total : 0.24L / **Volume de remplissage** : 0.22L

Couleurs : Jaune

Résistances : Perforation et chute

Normes : Conforme NF EN ISO 23907, NF X30-511, et ADR UN 3291

Composition : Kit 2 pièces

Pièce n°1 : cuve avec étiquette réglementaire

Pièce n°2 : couvercle avec trappe intégrée

Particularités : Autoclavable à 134°C pendant 20 min

Conditionnement :

Dimensions carton : 600 x 400 x 400 mm **Quantité par carton** : 200 **Nombre de carton par palette** : 20

Dimensions palette : 1200x800x2150mm **Quantité par palette** : 4000 **Poids palette** : 213 Kg


Description :

- . Le Pocket 0.25L est un collecteur de poche inviolable utilisé pour le transport et l'élimination d'objets perforants.
- . Sa taille compacte, son design ergonomique et l'épaisseur de ses parois offrent un niveau élevé de sécurité pour les utilisateurs.
- . Produits équipés d'une fermeture provisoire et d'une fermeture permanente inviolable.
- . Modèle spécial diabétiques avec opercule pour stylo à insuline.
- . Limite de remplissage visible
- . Produits empilables à la fois vides et une fois remplis et fermés définitivement.

Fonctionnalités du couvercle :

Opercule pour stylos à insuline

Opercule pour dévisser les embouts perforants de seringues



Système pour pousser les embouts de stylos après désolidarisation