

Dénomination	Change complet respirant
Taille	Large
Référence	710621
Code ACL/EAN	7322540647334
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	186 g
Dimension produit (+/- 7%)	976 x 800 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	730 x 300 mm
Tour de taille du patient	92 à 144 cm

Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	4435 ml
Vitesse d'acquisition (s)	6 s

Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex
Garde au sec rapide	Accrédité par la Skin Health Alliance Voile d'acquisition sur le matelas



accrédité
par la
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	21
	Nbre de sachets / carton	3
	Nbre cartons / palette	24
	Compactage	Oui
	Poids du carton	12,67 kg
	Volume carton m3	0,074
	Volume m3 / 100 pièces	0,117
	Site de production	Genep (Hollande)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Couleur	Intraversable, souple, silencieux et résistant Blanc avec deux bandes violettes en pointillés
	Composition	Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit Polyéthylène et Polypropylène
	Technologie ConfioAir™	Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer

VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Non tissé
	Poids	15 g/m²

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	157,2 g
	Textile Feel	Une matière douce pour un toucher textile
	PULPE	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	119 g
SAP		
Nature	Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs	
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas	
Poids	38,2 g	

AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
	Composition des élastiques	Polyester-Polyuréthane
	ATTACHES ADHESIVES LARGES	Velcro et adhésifs (3 cm)

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient .

Confort et Sécurité	MULTI-FIXATIONS Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
----------------------------	--

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.