

FICHE TECHNIQUE

Codes articles : FI1118T6 – FI1118T7 – FI1118T8 – FI1118T9

BOITES DE 100 GANTS STRETCH PREMIUM SANS POUVRE

DESCRIPTION :
Gant d'examen vinyle sans poudre – 240 mm de longueur
Gant d'examen de forme ambidextre à bord roulé
Existe en plusieurs tailles
A usage unique
Couleur : chair
Texture : rugueux
Alimentaire : oui
Classe du DM : I non stérile

Conseils d'utilisation : Examen médical – protection du patient et de l'utilisateur lors des soins.
Les gants vinyles ne doivent pas être mis en contact avec les produits alimentaires contenant des graisses et des huiles.

Domaine d'utilisation : Médical, agro-alimentaire, industrie, collectivités.

Contre-indications : Contre indiqué pour les personnes allergiques au latex.

Caractéristiques techniques

TAILLE	Code article	Périmètre de la paume en mm	Conditionnement			
			Unit/boite	boite/carton	unit/carton	
T6/7	S	FI1118T6	80 ~	100	10	1000
T7/8	M	FI1118T7	95 ~	100	10	1000
T8/9	L	FI1118T8	110 ~	100	10	1000
T9/10	XL	FI1118T9	≥110	100	10	1000

Composition du dispositif

Latex : non – Agent de vulcanisation : non – Présence de DEHP : sans présence de DOP, DEHP, BBP, DIPP et DBP- Produit d'origine animale ou biologique : non

Polymère de Polychlorure de vinyle (PVC) – Phtalate de diisononyle – Di-2-ethylhexyl (Additif) – Tris 2-ethylhexyl benzene-1.2.4-tricarboxylate (Additif) – 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol Diisobutyrate (Additif) – Mélange de calcium et de zinc (Additif) – Polychlorure de vinyle methyl acrylamide .

Normes applicables au dispositif médical

Directives 93/42CE pour les dispositifs médicaux :

- En 455-1/2/4- Gants médicaux non réutilisables.
- En 420 - gants de protections exigences générales et méthodes d'essais
- En 374-1/2- gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

Contact alimentaire

Conditions de conservation et stockage

La boîte ne doit pas être exposée à l'humidité et au soleil. Durée de validité : 5 ans - Température de stockage entre 10 ° et 25°C.

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d'emballage

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d'emballage - 23 agences commerciales sur toute la France

www.bbaemballages.com