



3M France - Marchés de la Santé  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

## FICHE TECHNIQUE

### 3M™ Transpore™

#### Sparadrap plastique microperforé

Marquage CE: Classe I non stérile selon la directive 93/42

#### I - Indications

3M Transpore est un sparadrap conçu pour la fixation rapide et sûre de matériel médical de type drains, cathéters et tubulures, sur zones fixes ou mobiles.

#### II - Caractéristiques du produit

Transpore est translucide et facile à découper dans les deux sens sans ciseaux. Forte adhésivité initiale et souplesse expliquent la bonne adaptation de ce sparadrap sur les zones mobiles. Il est résistant aux liquides mais perméable à l'air et à la vapeur d'eau, et laisse respirer la peau.

▪ **Composition :** *Pas de latex, ni de cellulose; traces de substance « colophane-like »*

- Support : film de polyéthylène microperforé.
- Adhésif : copolymère d'acrylate.

▪ **Caractéristiques physiques :**

- Adhésivité à la peau : T 0 : 33 g/cm  
T 48h : 25 g/cm
- Charge minimale de rupture : 1050 g/cm
- Elongation (à la rupture) : 90 %
- M.V.T.R. : 6000 g/m<sup>2</sup>/24h

▪ **Biocompatibilité :**

- Indice d'irritation primaire : 0,75 (légèrement irritant)

▪ **Mode de stérilisation possible:**

Stérilisation possible à l'éthylène oxyde à 55°C 1 h minimum.

▪ **Lieu de fabrication:**

3M Brookings Plant, 601 22<sup>nd</sup> avenue, South, Brookings, South Dakota, USA.  
3M Poland Sp. Z.o.o. Site Wroclaw ul. Kwidzynska 6 – 51416 Wroclaw. Pologne



3M France - Marchés de la Santé  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

▪ **Date d'expiration du produit et conservation:**

5 ans dans des conditions de stockage normales (température moyenne de 10C -30C, 30-60% HR).

▪ **Mode d'élimination**

Incinération.

**III - Conditionnement:**

▪ **Hôpital**

Code	Référence	Dimensions	Rouleaux/Boîtes	Gabarit
TR912	1527-0	9,14 m x 1,25 cm	24	10
TR925	1527-1	9,14 m x 2,50 cm	12	10
TR950	1527-2	9,14 m x 5,00 cm	6	10
TR975	1527-3	9,14 m x 7,50 cm	4	10
TR512	1527-0	5,00 m x 1,25 cm	32	10
TR525	1527-1	5,00 m x 2,50 cm	16	10
TR550	1527-2	5,00 m x 5,00 cm	8	10
TR575	1527-3	5,00 m x 7,50 cm	4	10
TRANS12*	1527R	9,14 m x 1,25 cm	18	10
TRANS20*	1527R	9,14 m x 2,00 cm	12	10
TRANS45*	1527R	9,14 m x 4,50 cm	6	10

\*présentation avec flasques protecteurs

▪ **Ville**

Référence	Code ACL	Code EAN 13	Code LPPR	Dimensions	Gabarit
1527/3 Dévidoir	707829.3	4046719318803	1354591	5,00 m x 25 mm	12
1527/5	605038.7	4001895903571	1341246	5,00 m x 50 mm	6

*Admis à la LPPR.*