

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N° d'enregistrement Afssaps : B.I-24983-98
- Code GMDN : 32322

Règle appliquée (annexe IX/92/43)

- Non - Invasif (règle 1)
- Actif médical (règle 12)

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Description générale | Garrot tubulaire aplanie en caoutchouc naturel en bande lisse et homogène sans charge obtenue par calandrage. | |
| Pièces jointes | Oui | Photo, boîte |
| Référence lot | Oui | |
| Dispositif raccordé | Non | |
| Dispositif Usage Unique | Non | |
| Dispositif stérile | Non | |
| Stérilisation | Oui | Autoclave |
| Autoclavable | Oui | 134°C pendant 18 minutes |
| Nettoyage | Oui | Après chaque utilisation désinfecter la partie mis en contact avec le patient. Le garrot peut être nettoyé avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse. Ne jamais mettre en contact le garrot avec des graisses ou huile (ex : vaseline, huile de paraffine) ou des solvants organiques tels que benzène, éther, esters et hydrocarbures chlorés ainsi que des oxydants (chlore, acide péracétique). Produits non exhaustifs. |
| Substance impropre | Produit attaquant le caoutchouc comme le benzène, l'acétone, l'éther etc... | |
| Pièces constitutives | Non | |
| Matières | Caoutchouc naturel, dureté :35 ; densité :096 | |
| Contient du Latex | Caoutchouc naturel non lavé et non stérile | |
| Rohrs | | |
| Standard fabrication | S.O. | |
| Etiquetage | Oui | Référence du produit et désignation sur le sachet, nom, quantité, origine et lot |
| Emballage | Oui | Par sachet de 20 pièces |
| Stockage particulier | Oui | Entre +5 et +25°C et à l'abri de la lumière. A utiliser avant 5 ans après la date de fabrication. |
| Durée d'utilisation | Courte | |
| Marquage sur le DM | Non | |
| Références | 42 900 70 | |
| Désignation | Garrot | |
| Dimensions Lo x La x H (mm) | 700x20x2 | |
| Réflexion en % côté alu | NS | |
| Résistance température (C°) | Max = + 25 Min = + 5 | |
| Epaisseur (mm) | 2 | |
| Poids net (g) | 26.5 | |
| Capacité (ml) | NS | |
| Couleurs | Brun | |
| Elasticité (%) | 790 +/- 10% | |
| Taux de reversions de flexibilité | Mpa = 19 | |
| Utilisation | Dispositif permettant la compression externe du système circulatoire du sang. | |
| Mode d'emploi | Comprimer par garrotage la partie du corps pour arrêter la circulation sanguine. | |
| Précaution d'emploi | Les conditions de désinfection, stérilisation et stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits caoutchoutés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier ces paramètres ainsi que l'intégralité des produits associées avant l'utilisation de ce dispositif. A nettoyer après chaque utilisation . | |
| Recyclage/Récupération | Oui / Dans les bacs de déchets médicaux. | |
| DEEE/REACH | Non/Oui | |
| PVC/Phtalates | Non/Non | |
| Données de sécurité | Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul | |