

FICHE TECHNIQUE

3M™ Medipore™

Sparadrap multi-extensible hypoallergénique

Marquage CE : classe I non stérile selon la directive 93/42

I - Indications

3M Medipore est un sparadrap multi extensible, conçu pour maintenir les pansements post-opératoires au bloc ou lors des renouvellements, en particulier sur reliefs anatomiques ou peaux fragiles, et pour la fixation de matériel ou de dispositifs médicaux.

II - Caractéristiques du produit

Ce sparadrap non-tissé, hypoallergénique, est souple et soyeux ; il est extensible en largeur, ce qui permet de l'utiliser sur un oedème modéré et sur les articulations. Il ne laisse pas de résidus sur la peau.

- **Composition:** (Ne contient pas de Latex)

- **Support** : fibres de polyester non-tissé, sontara.
- **Adhésif** : copolymères d'acrylate de synthèse.
- **Liner** : papier siliconé médical.

- **Caractéristiques physiques:**

- Adhésivité à la peau :
T 0 : 20 g/cm
T 48h : 45g/cm
- Charge minimale de rupture :
3.300 g/cm en longueur
1.200 g/cm en largeur
- Elongation (à la rupture) :
40 % en longueur
115 % en largeur
- M.V.T.R. :
4700 g/m²/24h

- **Tests de biocompatibilité:**

- Indice d'irritation cutanée primaire : 0/ 8,0 (non irritant)
- Indice d'irritation cumulative chez l'homme : pas de potentiel d'induction d'allergie de contact mesurable.

- **Date d'expiration du produit et conservation:**

- 5 ans dans des conditions de stockage normales soit une température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30 à 60% HR.



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

- **Mode de stérilisation possible:**

- Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène à 55°C 1 h minimum.

- **Élimination des déchets:**

- Incinération

- **Lieu de fabrication:**

- Italie, pour 3M Medica, Allemagne.

III - Présentations commerciales :

- **Hôpital**

Code	Référence	Dimensions (m x cm)	Rouleaux/Boîte	Gabarit
MEDIP02	2991/6	10 x 2,5	48	1
MEDIP05	2991/1	10 x 5,0	24	1
MEDIP10	2991/2	10 x 10,0	12	1
MEDIP15	2991/3	10 x 15,0	12	1
MEDIP20	2991/4	10 x 20,0	6	1
MEDIP30	2991/5	10 x 30,0	6	1

- **Ville**

Code ACL	Code EAN 13	Code LPPR	Dimensions (m x cm)	Boîtes / Carton
465874.2	4046719102679	1341246	5 m x 5,0 cm	12
437327.0	4046719018994	1304216	5 m x 10,0 cm	12
773787.3	4001895903700	1304216	10 m x 5,0 cm	12
773789.6	4001895903724	1301985	10 m x 10,0 cm	12

Admis à la LPPR