

# FICHE TECHNIQUE

## Gants d'examen jetables en nitrile non poudrés



\*



\*

\*Photos non contractuelles

Provenance	Chine	
Référence & EAN13	16105000019 : 3700654298880 16105000020 : 3700654298897	16105000021 : 3700654298903 16105000022 : 3700654298910
Normes	(EU) 2017/745 PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat. III MD Reg. AQL 1.5 CE EN 455-1-2-3-4 EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-5:2016/Type B KPT EN ISO 374-5:2016 VIRUS	ISO 13485:2016 EN 14971:2019 EN 1041:2008 EN 15223-1:2016 ISO 10993-1-10-11 EN ISO 374-1-4
Code douanier	40151900	
Matériau	Nitrile sans poudre	
Usage	Protection des mains du porteur contre les substances chimiques et agents pathogènes. Solution alternative pour les personnes allergiques au latex et caoutchouc naturel.	
Carcatéristiques	100% synthétique - Sans protéine latex - Sans DOP/DEHP Facilité d'utilisation et d'ajustement Convient pour la manipulation des aliments, sauf aliments gras Alternative pour les personnes sensibles aux allergies de Type I Ambidextre : facilité d'utilisation et d'ajustement, s'adapte aux deux mains	
Conditions de stockage	Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec à une température de 5-38° C.	
Date limite d'utilisation	5 ans	
Conditionnement	100 gants par boîte - 215 x 110 x 57 mm 10 boîtes par carton - 300 x 230 x 225 mm 91 cartons per palett	

Tailles	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Longueur (mm)	≥ 240	≥ 240	≥ 240	≥ 240
Largeur (mm)	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10	≥ 110

1/1