


## Gant de toilette en non tissé blanc gaufré à U.U, sachet de 50



### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

**Nom:** FM Médical

**Adresse:** 2 rue de la justice  
62410 BENIFONTAINE - FRANCE

**Tél:** + 33 (0) 9 72 52 70 35

**Fax:** +33 (0) 9 72 54 07 75

**E-mail:** [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

**Web:** [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)

### 2. Informations sur le fabricant du dispositif

**Marque:** FM MEDICAL

**Dénomination:** Gant de toilette en non tissé blanc gaufré à U.U, sachet de 50

**Référence:** BIO\_GDTUUGAUF

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant non-tissé à usage unique, résistant, absorbant, et extra-doux</li> <li>• Produit souple, hypoallergénique</li> <li>• Bonne prise en mains</li> <li>• Contact avec la peau agréable même humide</li> <li>• Excellente résistance mécanique (sec &amp; humide)</li> <li>• Soudure par ultrasons très résistante (sans colle)</li> <li>• Ne peluche pas, conserve les salissures à l'état humide</li> <li>• Très absorbant (900%)</li> <li>• Absorbe tous les liquides instantanément (&lt; 2 secondes)</li> </ul>		
<b>Couleur / Motif</b>	BLANC / Gaufré	<b>Provenance</b>	France
<b>Composition</b>	20% Viscose + 80% Polyester		
<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b>	75	<b>Épaisseur (mm)</b>	0.85
<b>Dimension (mm)</b>	150 x 210	Résistance physique MD Résistance physique CD	130 N/5cm 35 N/5cm
<b>% Absorption</b>	900	<b>Technologie</b>	Spunlace

#### 4. Référence et conditionnement

Référence	Nb formats / colis	Nb formats / unité	Colis / Palette
BIO_GDTUUGAUF	20 sachets de 50 fts	1000	36 ctn 39x39x30 cm