



|  |   |
|--|---|
| <b>Dénomination</b>                        | <b>Protection masculine pour fuites urinaires légères</b> |
| <b>Référence</b>                           | <b>750834</b>   |
| Code ACL/EAN                               | 7322540467048   |
| Marquage CE                                | oui   |
| Poids total (+/- 7%)                       | 31,5 g  |
| Dimension produit (+/- 7%)                 | 270 x 236 mm  |
| <b>Données Laboratoire</b>                 |   |
| Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1) | 710 ml  |
| Vitesse d'acquisition (s)                  | 7,3 s   |
| <b>Respirabilité</b>                       |   |
| Voile extérieur (Backsheet)                | Respirant   |
| <b>Tolérance Cutanée</b>                   |   |
| Protection absorbante à usage unique       | Testé dermatologiquement / Sans Latex                     |

|                        |                          |                            |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>CONDITIONNEMENT</b> | Nbre de pièces / sachet  | 16                         |
|                        | Nbre de sachets / carton | 6                          |
|                        | Nbre cartons / palette   | 50                         |
|                        | Poids du carton          | 3,589 kg                   |
|                        | Volume carton m3         | 0,031527                   |
|                        | Volume m3 / 100 pièces   | 0,033                      |
|                        | Site de production       | Gemerska Horka (Slovaquie) |

## COMPOSITION

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| <b>FILM EXTERIEUR</b> | <b>Imperméable, souple et résistant</b><br><b>Sensation textile, non bruyant</b> |   |
|                       | Couleur  | Gris sur l'arrière du produit, imprimé à rayures sur le voile d'acquisition |
|                       | Composition  | Non tissé - Polyéthylène  |
|                       | Poids  | 25 g/m <sup>2</sup>   |
|                       | <b>BANDE ADHESIVE</b><br><b>Improved Fixation™</b>                               | Large bande adhésive pour un parfait maintien en place                      |

|                      |                  |   |
|----------------------|------------------|---|
| <b>VOILE INTERNE</b> | <b>INTERIEUR</b> | <b>Hydrophile, perméable, doux et résistant</b> |
|                      | Composition      | Non tissé - absence de latex                    |

|                |                       |  |
|----------------|-----------------------|--|
| <b>MATELAS</b> | Composition           | Pulpe et SAP en mélange intime   |
|                | Poids                 | 27,7 g   |
|                | <b>PULPE</b>          |  |
|                | Nature                | Pulpe  |
|                | Poids                 | 19,5 g   |
|                | <b>SAP</b>            |  |
|                | Nature                | SAP : Polyacrylate de sodium   |
| Poids          | 8,2 g                 |  |
|                | <b>ODOUR CONTROL™</b> | Système limitant le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau |

## BENEFICES PRODUIT

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Identification</b>         | Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet<br>Carton : identification du code produit |
| <b>Facilité d'utilisation</b> | Sachet : ouverture facile<br>Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive                                     |
| <b>Ergonomie</b>              | Découpe anatomique, particulièrement adaptée aux hommes  |

## Confort et Sécurité

- RESPIRABILITE** Confortable : la respirabilité de la protection permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané
- ODOUR CONTROL** Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.
- AJUSTEMENT** Ajustement au sous-vêtement en toute discrétion
- SECURITE** Coussin absorbant anti-fuites
- DISCRETION** Pochette individuelle grise, pratique et discrète

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.