

# TENA Comfort Maxi

## Dénomination

Référence  
CODE ACL/EAN  
Poids total (+/- 7%)  
Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)  
Vitesse d'acquisition (s)  
Dimension produit (+/- 7%)  
Utilisation

## Change anatomique adulte

**759128**  
7322540696219  
112,05 g  
2900 ml  
20 s  
670 x 400 mm



Protection hypoallergénique, sans latex  
Usage unique

<b>CONDITIONNEMENT</b>	Nbre de pièces / sachet	28
	Nbre de sachets / carton	2
	Nbre cartons / palette	32
	Compactage	Oui
	Poids du carton	6,931 kg
	Volume carton	0,056 m <sup>3</sup>
	Site de production	Fabriqués dans l'Union Européenne

<b>FILM EXTERIEUR</b>	<b>Souple, silencieux et résistant</b>	
	Couleur	Blanc avec deux bandes violet en pointillés Rappel du nom et de l'absorption du produit
	Composition	Polyéthylène et Polypropylène <b>Technologie ConfioAir™</b> Nouveau voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer

<b>NON TISSE</b>	<b>INTERIEUR</b>	<b>Hydrophile, perméable et résistant</b>
	Composition	Polypropylène spunbonded
	Poids	17 g/m <sup>2</sup>

<b>DOUBLE MATELAS</b>	<b>DOUBLE MATELAS</b>	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	101 g
	<b>PULPE</b>	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	71 g
	<b>SAP</b>	
	Nature	Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
Poids	30 g	

<b>CONFORT ET SECURITE</b>	<b>DERMATOLOGICALLY TESTED</b>	Testé dermatologiquement pour garder une peau saine
	<b>Textile Feel</b>	Une matière douce pour un toucher textile
	<b>Leakage control</b>	Barrière anti-fuite imperméable formant un godet intégral

Ce dispositif médical de classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, à ce titre, le marquage CE