


## Dossier d'information Euro Pharmat

### Champ de soins fenestré adhésif

34.75.90



#### 2 Informations sur dispositif ou équipement

2.1	<b>Dénomination commune :</b> CHAMP SOINS UU				
2.2	<b>Dénomination commerciale :</b> Champ de soins fenestré adhésif				
2.3					
2.4	<b>Classe du DM :</b> I <b>Directive de l'UE applicable :</b> 93/42/CEE <b>Selon annexe n° :</b> Vs <b>Numéro de l'organisme notifié :</b> 0459 <b>Fabricant du DM :</b> Vygon				
2.5	<b>Descriptif du dispositif :</b> Champ de soins fenestré adhésif, absorbant et imperméable sur la totalité de la surface ( adhésif uniquement autour de l'orifice). Champ de soins conditionné en simple emballage dans un sachet pelable.  Code 34.10.100 : Dimensions : 100 x 100 cm - Orifice : 7 x 12 cm Code 34.45.45 : Dimensions : 45 x 45 cm - Diamètre : 6 cm Code 34.45.75 : Dimensions : 45 x 75 cm - Diamètre : 8 cm Code 34.75.75 : Dimensions : 75 x 75 cm - Diamètre : 8 cm Code 34.75.90 : Dimensions : 75 x 90 cm - Orifice : 7 x 12 cm				
					
2.6	<b>Conditionnement / emballages</b>				
	Code	UCD	CDT	QML	Caisse
	34.75.90	1 (Emballage simple)	30 (Boîte carton)	30 (Boîte carton)	120 (Boîte caisse)

**Etiquetage produit unitaire**

**REF 34.75.90  
UNIDRAPE**

Champ fenestre adhesif absorbant impermeable  
Absorbent impermeable fenestrated adhesive drape  
Campo assorbente impermeabile-ventana adhesiva  
Telino assorbente impermeabile-apertura adesiva  
75 cm x 90 cm - Orifice/opening 7 x 12 cm

MADE IN E.C.  

LOT



**Etiquetage boîte**

**CHAMP FENESTRE ADHESIF**

75 x 90 cm

ORIFICE / OPENING 7 x 12 cm

ABSORBANT IMPERMEABLE  
ABSORBENT IMPERMEABLE  
FENESTRATED ADHESIVE DRAPE

STERILE EO   

**REF 34.75.90**

MADE IN EC

LOT

18



**Caractéristiques de la référence :**

Code	Champ		
	Dimensions cm	Poids g	Orifice cm
34.75.90	75 x 90	40	7 x 12

**2.7 Composition du dispositif et accessoires : 34.75.90**

ELEMENTS	REPERE	MATERIAUX
Champ de soins		PP / PE
Adhésif		Hotmelt hypoallergénique



**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :**

Absence de latex  
Absence de DEHP  
Absence de produit d'origine animale ou biologique

**2.8** **Domaine - Indications :**  
Gamme " Champ de soins".

### 3 Accessoire(s)

### 4 Procédé de stérilisation

**DM stérile :** OUI  
**Mode de stérilisation du dispositif :** Oxyde d'éthylène

### 5 Conditions de conservation et de stockage

**5.1** **Conditions normales de conservation & de stockage :**  
Température de stockage: entre 5 et 40°C. Stockage à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.

**5.2**

**5.3** **Durée de la validité du produit :** 60 mois

### 6 Sécurité d'utilisation

### 7 Conseils d'utilisation

**7.1**

**7.2** **Indications :**  
Champ de soin

**7.3**

**7.4**

8 Informations complémentaires