



STERIMA FICHE TECHNIQUE

DATE :	07.04.2014
PRODUIT :	SET PANSEMENT SIMPLE
N° D'ARTICLE :	706045
COMPOSITION :	<ul style="list-style-type: none">- 1 Pince anatomique- 1 Pince Kocher- 5 Compresse en nontissé- 1 Blister rigide 2 compartiments
CONDITIONNEMENT :	65 unités par carton Carton : 392x292x190 mm 64 cartons par palette
SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :	<ul style="list-style-type: none">• Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm• Pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm• Compresse : nontissé (polyester / viscosse) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm• Blister : PET/PE 350µm - papier médical 60 g/m²
MODE DE STERILISATION :	à l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum
UTILISATION :	Set préconisé lors de la réfection de tous types de pansement
CLASSIFICATION :	I stérile
MARQUAGE CE :	CE-0123 (TÜV)

