

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Produit : **Gant Latex Poudré**

Référence : **8882520**



Description

Matière : Latex

Couleur : Transparent

Spécifications : épaisseur de 5g +/- 0.2g en taille M

Confection : ambidextre, bords roulé, poudrage à l'amidon de mais non OGM, transparent, surface lisse

Taille S à XL



Normes

Conforme à la Directive EPI UE/2016/425, pour risques mineurs seulement. Conformité partielle à la Directive 2002/72CE, Directive abrogée 10/2011/CE. Contact alimentaire limité aux produits aqueux, alcoolisés et gras, non acides. Conforme à la directive médicale 93/42/CE concernant les dispositifs médicaux non stériles. Conforme aux normes EN 455-1-2-3-4. Résistance mini. de 3.6N, AQL 1.5. Résistant à la tension : 650%



Usage / Précautions

Les gants latex sont très présents dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques nécessitant des actions et manipulations de précision. Médical : laboratoire, personnel médical ou visiteurs en milieu médical : hôpitaux, cliniques, Ehpad, Usld, Collectivités, entretien/nettoyage, etc. Il revient aux décideurs (acheteurs et utilisateurs) de bien valider le choix du gant quant à l'usage qui en est fait. DLUO : 3 ans à compter de la date de fabrication

Conditionnement

Sous emballage : 100 pièces en boîte distributrice (+/-5%)

Palettisation : 80 cartons par palette

Emballage : Carton de 1000 pièces (10 boîtes de 100 pièces)

Palette perdue : 80 x 120

	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Code douanier :				
4015190000				
Gencod Carton	3701102300001	3701102300025	3701102300049	3701102300063
Gencod Boite	3701102300018	3701102300032	3701102300056	3701102300070
Poids Brut	5,3 kg / carton	5,7 kg / carton	6,1 kg / carton	6,4 kg / carton
Poids Net	4,7 kg / carton	5 kg / carton	5,4 kg / carton	5,7 kg / carton

Date de mise à jour : 31 03 2021

Informations susceptibles d' évoluer, communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle