

Extensa® Plus Qualité Hôpital

Bande adhésive élastique



Référence	Taille ou dimensions
928644	15 cm x 2,5 m
928645	20 cm x 2,5 m
928646	3 cm x 2,5 m
928647	6 cm x 2,5 m
928648	8 cm x 2,5 m
928649	10 cm x 2,5 m

Produit

Bande élastique dans le sens de la longueur, avec lisières tissées, enduite d'une masse adhésive, hypoallergénique, recouverte d'un protecteur en polyéthylène.

Indications / Classification

Traumatologie générale et médecine du sport : prévention et traitement des systèmes musculo-tendineux et ligamentaires des articulations (entorse, luxation, tendinite, tennis elbow, claquage, déchirure, contusion...)

Phlébologie : traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications (ulcères, varices, phlébites, confection de bottes...)

Maintien de pansements : fixation de pansements, en particulier en cas de besoins compressifs (pansement post-opératoire...)

Extensa® Plus Qualité Hôpital est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Bande tissée : coton.

Masse adhésive : à base de caoutchouc synthétique et d'oxyde de zinc.

Protecteur en polyéthylène gaufré.

Caractéristiques :

Longueur non étirée : 2,5 m env.

Elasticité : > ou = 50 %

Couleur : blanche

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Présence de colophane. Dans la masse adhésive.

Présentation / Conditionnement

Chaque bande emballée individuellement sous film.

Les dimensions 3, 6, 8, et 10 cm sont conditionnées en vrac dans un carton.

Les dimensions 15 et 20 cm sont conditionnées unitairement dans une boîte puis en carton.

Accompagné d'une notice d'emploi.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb unités / carton	Nb cartons / palette
928644	15 cm x 2,5 m	1	6	/	225
928645	20 cm x 2,5 m	1	6	/	175
928646	3 cm x 2,5 m	/	/	60	108
928647	6 cm x 2,5 m	/	/	30	108
928648	8 cm x 2,5 m	/	/	30	96
928649	10 cm x 2,5 m	/	/	30	72

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
928644	15 cm x 2,5 m	75 x 70 x 165 mm	225 x 150 x 180 mm
928645	20 cm x 2,5 m	70 x 72 x 220 mm	225 x 150 x 230 mm
928646	3 cm x 2,5 m	/	321 x 390 x 90 mm
928647	6 cm x 2,5 m	/	321 x 390 x 90 mm
928648	8 cm x 2,5 m	/	321 x 390 x 100 mm
928649	10 cm x 2,5 m	/	321 x 390 x 120 mm

Péréemption

Durée de vie : 3 ans

Précautions d'emploi

Atteintes graves nécessitant une immobilisation totale. Fragilité cutanée ou plaie cutanée. Troubles vasculaires ou oedèmes importants.

Demander conseil à votre médecin, pharmacien ou kinésithérapeute.

Ne pas appliquer la bande en tension maximale.