

MEDI-GRIP® Latex Standard

GANTS CHIRURGICAUX

Gant chirurgical en latex, non poudré offrant confort, dextérité et protection fiable au quotidien

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Fabrication à l'aide de formes anatomiques exclusives pour un ajustement confortable contribuant à réduire la fatigue des mains
- Formulation en latex souple et malléable dont l'épaisseur est optimisée pour offrir un bon niveau de sensibilité tactile et de dextérité
- Enduction polymère pour un gantage rapide et aisé

MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

USAGE RECOMMANDÉ

- Procédures stériles au BO
- Préhension améliorée en milieu humide
- Idéal comme gant externe en cas de double gantage



MEDI-GRIP® Protection de confiance au quotidien

Des solutions de confiance répondant aux besoins quotidiens en matière de protection, de confort et de sécurité des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie à travers le monde.

MEDI-GRIP® Latex Standard

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Non poudré
Couleur	Naturelle
Forme	Anatomique avec doigts incurvés
Surface interne du gant	Enduction polymère
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Modèle de manchette	Bord roulé
Épaisseur	Standard
Degré de préhension	Modéré
Prévention des allergies	Aucune
Recommandation pour le double gantage	Gant externe
Absence de perforation (NQA)	Approbation finale post-production : 0,65 (niveau d'inspection GI)
Résistance à différents agents de chimiothérapie	Non testé conformément à la norme ASTM D6978

POUR COMMANDER

Taille	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Référence Ansell	330200755	330200760	330200765	330200770	330200775	330200780	330200785	330200790

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et inflammables.

NORMES ET CERTIFICATIONS

Normes relatives au produit	ASTM D3577, EN ISO 374-1, EN 374-2 et EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 455 parties 1 à 4, EN 420, ISO 10282
Normes de qualité/ environnementales	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137 partie 1, EN 556

EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016



Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord

Tél. (États-Unis) : 1 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique centrale et Amérique latine

Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com

Brésil

Tél. : +55-11-3356-3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique

Tél. : +603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande

Tél. : +61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com