



Ficha Técnica *Technical Data Sheet*

Vendari SUACREPE

Descripción / Description

Venda elástica de crepé / *crepe elastic bandage*

Uso previsto / Intended use

Vendaje de soporte, fijación y reposo / *As suport, fixation and repose bandage.*

Composición / Composition

97% Algodón/Poliéster, 3% Elastano, /
97% Cotton/Polyester, 3% Elastane.

Características / Features

Bordes no deshilachables / *Edges can't be frayed*

Elasticidad unidireccional (longitudinal) / *Unidirectional elasticity (longitudinal)*

Gramaje / *Weight: 70 g/m2*

Principio y final de la venda cosidos para evitar deshilachado / *Beginning and ending of the bandage are sewn to avoid beem frayed.*

Con dos líneas rojas a 1 cm de los bordes / *With two red lines located at 1 cm to the edges of the bandage*

Hipoalergénica (cumple la normativa de biocompatibilidad 10993-10: Irritación dérmica) / *Hypoallergenic (complies with 10993-10 biocompatibility standard: Skin irritation).*

Radiotransparente / *Radiotransparent*

Esterilizable / *It can be sterilized*

Gran adaptabilidad / *Great adaptability.*

Libre de latex / *Latex free .*

Fácil de aplicar / *Easy to use*

Gestión de calidad / *Quality management*

Producto sanitario de Clase I según el anexo VIII del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios / *Class I of medical device according to Annex VIII of Regulation 2017/745 of medical devices.*

Marcado CE en cada envase / *CE marking on each packaging level.*
Fabricado bajo el estándar de calidad EN UNE ISO 13485:2016 / *Manufacturing under the quality estándar of En UNE ISO 13485:2016.*

Contacto:

Calvo Izquierdo S.L.
C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN)
+34 962 34 90 94 - admin@calvoizquierdo.es - www.calvoizquierdo.es // www.calvoizquierdo-medica.es



Ficha Técnica Technical Data Sheet

Vendari SUACREPE

Información comercial Commercial information

Código / Code	Medidas / Sizes	Unidades por caja / Units per box	EAN
10201	10 cm x 10 m	60	8430655000308
10202	10 cm x 4 m	125	8430655000315
10203	7 cm x 4 m	210	8430655000322
10204	5 cm x 4 m	270	8430655000339
10205	15 cm x 10 m	40	8430655000346
10206	15 cm x 5 m	90	8430655000353
10207	20 cm x 4 m	60	8430655000360

**Packaging: envase de plástico individual / individual Plastic pouch.

Precauciones / Warnings

Almacenar en sitio fresco y seco, fuera del alcance de la luz solar y otras fuentes de calor / Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and other heat sources.

Vida útil / Shelf life

5 años / 5 years

Simbología aplicable / Applicable symbols

