

→ Le stéthoscope "paramédical"

RÉCEPTEUR

En aluminium anodisé.

Deux modèles :

- 1 simple pavillon
- 2 double pavillon

Couleur assortie au tube :
noir, bleu, rouge, vert.

Bague à vis

en aluminium anodisé.

Membrane acoustique

en polyvinyle.

3 LYRE ORIENTABLE**4 RESSORT DE LYRE EXTERNE****5 TUBE «Y»**

En PVC, 4 couleurs disponibles :
noir, bleu, rouge, vert.




ENTRETIEN
La membrane,
la bague anti-froid,
les embouts
et la tubulure
se nettoient avec
une simple lingette.

La qualité acoustique "Haute Fidélité" Spengler

Stéthocolor est un modèle importé,
sélectionné par Spengler. Le ressort
de lyre externe ne perturbe pas la
propagation des sons physiologiques.

Spengler vous propose une gamme
complète de stéthoscopes, du modèle
"cardiologie" au modèle "paramédical"
couvrant tous les besoins et toutes les
étapes de l'auscultation (cœur, vaisseaux,
poumons, abdomen et articulations).



Caractéristiques techniques

Récepteur	matière	aluminium anodisé
	poids	simple pavillon : 21 g double pavillon : 36 g
Pavillon	dimensions	grand pavillon (récepteur simple ou double) : Ø 43 mm petit pavillon (récepteur double) : Ø 30 mm
Membrane	matière	polyvinyle
	dimension	grand pavillon (récepteur simple ou double) : Ø 43 mm
Bague à vis	matière	aluminium anodisé
	dimension	grand pavillon (récepteur simple ou double) : Ø 47 mm
Tube		externe : Ø 8,5 mm interne : Ø 4,5 mm PVC moulé monobloc longueur : 550 mm
Branches de lyre	matière	aluminium anodisé orientables
Ressort de lyre	externe	chromé
Embouts auriculaires		polyéthylène
Longueur totale		800 mm
Dimensions (boîte)		210 x 100 x 28 mm (L x l x h)
Poids total (boîte)	simple pavillon	165 g
	double pavillon	180 g
GARANTIE SPENGLER (dans les conditions normales)		récepteur et lyre : 1 an embouts auriculaires, membrane et bagues anti-froid : hors garantie.
GARANTIE LÉGALE		à vie contre tout défaut et vice de fabrication caché

Références	Modèle simple pavillon	Références	Modèle double pavillon
505 810	Stéthocolor® noir	505 860	Stéthocolor® noir
505 812	Stéthocolor® bleu	505 862	Stéthocolor® bleu
505 813	Stéthocolor® rouge	505 863	Stéthocolor® rouge
505 816	Stéthocolor® vert	505 866	Stéthocolor® vert

Service après vente Spengler : pas de pièces détachées disponibles pour ce modèle importé.

La qualité Spengler

Assurance qualité

Fabrication française certifiée ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2004.

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 et sa modification 2007/47/CEE :

→ stéthoscopes : classe I

→ Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler assure la maintenance et la réparation et forme ses distributeurs agréés à ces services.

Garantie

Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler d'1 an des stéthoscopes

Stéthocolor® (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) ne sont pas garanties. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.