

- Classement du dispositif : Classe I\*
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0809390V
- Code GMDN : 37001

*Règle appliquée ( annexe IX)*

- Non Invasif (règle 5 # 1)
- Non chirurgical
- Non Actif diagnostique
- Non Actif thérapeutique
- Non Actif Médical

<i>Description générale</i>	Toise verticale et horizontale en bois naturel avec curseur fixation murale ou socle.		
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Modèle emballage.	
<i>Référence lot</i>	Non		
<i>Dispositif raccordé</i>	Non		
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non		
<i>Dispositif stérile</i>	Non		
<i>Stérilisation</i>	Non		
<i>Autoclavable</i>	Non		
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec une eau savonneuse ou détergent	
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le bois ou le verni celluloïd..		
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Tiges , socle , curseur et cale de fixation en bois	
<i>Matières</i>	En bois naturel hêtre ou charme avec verni cellulosique sr naturel , peinture PV.		
<i>Contient du Latex</i>	Non		
<i>Marquage somatomètre</i>	Marquage légal DRIRE		
<i>Standard fabrication</i>	Issu de forêt sous contrôle PEFC N° 1031821 qualité bois 05123.		
<i>Etiquetage</i>	Oui	Sur l'emballage de la toise COMED.	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un carton individuel et enveloppé de papier souple.	
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre	
<i>Durée d'utilisation</i>	Courte		
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Graduation, Comed, référence	
<i>Références</i>	44 445 00	44 446 00	44 447 00/41/42/44/46
<i>Désignation</i>	Toise bois murale	Toise bois sur socle	Toise bébé
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)</i>	Voir schéma	Voir schéma	Voir schéma
<i>Résistance température (C°)</i>	Max =+40 Min = -10	Max =+40 Min = -10	Max =+40 Min = -10
<i>Poids net (g)</i>	814	2 418	1 028
<i>Couleurs</i>	Bois naturel	Bois naturel	44 447 00 : bois 44 447 41 : bleu 44 447 42 : jaune 44 447 44 : gris 44 447 46 : blanc
<i>Marquage somatomètre</i>	Classe II , J10 , LS 211007 2m.	Classe II , F99 211007 ,2 m	Classe II , J10 , LS 211007 2m.
<i>Plage de mesure</i>	200cm	200cm	100cm
<i>Graduation</i>	5mm	5mm	5mm
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps humain.		
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi joint avec la toise.		
<i>Précaution d'emploi</i>	Bien vérifier la fixation au mur de la toise, risque de chute.		
<i>Recyclage</i>	Oui.		
<i>Récupération</i>	Dans les containers à bois		
<i>DEEE</i>	Non		
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul		

\*Ce dispositif médical n'appartient pas à la classe 1 mesure au sens de la directive 93/42/CEE. Voir « MEDDEV 2.1/5 » June 1998

Marquage CE : Cet article est déclaré comme Dispositif Médical de Classe I , Directive 93/42 , néanmoins nous n'avons pas retenu la fonction de mesurage au sens de ladite Directive car cette fonction ne correspond pas à une finalité médicale ou revendication médicale. Le fait de connaître la taille d'une personne, avec cette tolérance sur la graduation entre autres,n'apporte pas une mesure susceptible d'être utiliser à des fins thérapeutiques ou de diagnostiques. Elle ne concerne qu'une indication non comparative de la morphologie de la personne, comme le poids par exemple. Cet instrument ne doit donc pas être utilisé à des fins médicaux de mesures métrologiques pouvant entraîner un diagnostic.