

BD Discardit II™

Seringue deux pièces sans aiguille

Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE

Description


La seringue deux pièces BD Discardit™ peut être utilisée :

- pour l'injection et/ou l'aspiration de médicaments,
- pour l'injection et/ou l'aspiration de fluides corporels et drogues.



Composition

| Composant | Matériau |
|-------------------|-----------------------------------|
| Corps de seringue | Polypropylène (PP) |
| Piston | Polyéthylène |
| Lubrifiant | Amide (dans le corps de seringue) |



Informations administratives

BD Discardit™

Marquage CE AEMPS n°0318 – certificat n°2000 06 0272 CP, Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson S.A. – Cra. Mequinenza, s/n. 22520 – Fraga (Huesca), Espagne.

Certification : AENOR – Certificat n°AENOR – N° ER-0097/1994 – ISO 9001 :2008, AEMPS – Certificat n°N° 98.06 2006 EN – ISO 13485 :2003 ; Bureau Veritas – certificat n ; 9000376 – ISO 14001 :2004.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

| Réf. | CONDITIONNEMENT | | | | CORPS DE LA SERINGUE | | | PISTON | | TOTAL | |
|--------|-----------------|----------|------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|----------|-------|-------|
| | Désignation | Embout | Graduation | Boite / carton / palette | Longueur | Ø externe | Ø interne | Poids | Longueur | Poids | Poids |
| 300928 | Seringue 2ml | Centré | Au 0.1 ml | 100 / 3 000 / 36 000 | 51.65 | 10.00 | 8.80 | 8.80 | 63.55 | 0.93 | 2.17 |
| 309050 | Seringue 5ml | Excentré | Au 0.2 ml | 100 / 1 800 / 21 600 | 63.26 | 13.56 | 12.30 | 2.06 | 76.45 | 1.79 | 3.85 |
| 309110 | Seringue 10ml | Excentré | Au 0.5 ml | 100 / 1 200 / 14 400 | 76.33 | 16.92 | 15.60 | 3.17 | 90.55 | 2.82 | 5.99 |
| 300296 | Seringue 20ml | Excentré | Au 1 ml | 80 / 960 / 11 520 | 89.60 | 21.52 | 20.10 | 5.14 | 103.00 | 4.96 | 10.11 |