

## Carré de coton, sachet de 500 pièces 5 cm x 5 cm



### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

**Nom :** FM Médical

**Adresse :** 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

**Tél :** + 33 (0) 9 72 52 70 35

**Fax :** +33 (0) 9 72 54 07 75

**E-mail :** [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

**Web :** [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)

### 2. Informations sur le fabricant du dispositif

**Marque :** FM Medical

**Dénomination :** Carré de coton, sachet de 500 pièces 5 cm x 5 cm







**Référence :** CARCOT500-2

**Fabrication :** Hidrofer, Espagne

### 3. Descriptif du dispositif

<b>INFORMATIONS SUR LE PRODUIT</b>			
<b>Caractéristiques</b>	<p>Les carrés de coton peuvent être utilisés pour usage temporaire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comme support de liquide antiseptique pour le nettoyage et le badigeonnage de la peau et des muqueuses endommagées ou intactes</li><li>• Comme barrière mécanique pour la compression et pour l'absorption des exsudats.</li></ul> <p>Dispositif médical non invasif, à usage unique, de classe I Non Stérile.</p>		
<b>Matière</b>	<b>Coton</b>	<b>Dimensions</b>	<b>5 cm x 5 cm</b>
<b>Couleur</b>	<b>Blanc</b>	<b>Réutilisable</b>	<b>Non</b>
<b>Stérile</b>	<b>Non</b>	<b>Hydrophile</b>	<b>Oui</b>
<b>Latex</b>	<b>Sans latex</b>		
<b>Qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositif médical de classe I selon l'annexe VIII du règlement 2017/745 de produits de santé</li><li>• Fabriqué sous la norme de qualité EN UNE ISO 13485 :2016</li></ul>		
<b>Mode d'emploi</b>	<p>Prendre un carré de coton et l'imbiber du produit retenu. Peut servir également à sec pour le nettoyage de la peau. Après utilisation le jeter dans un récipient.</p>		

#### 4. Conditions de conservation et de stockage

<b>STOCKAGE</b>	
<b>Durée de conservation</b>	<b>5 ans</b>
<b>Instructions de stockage</b>	<b>Conserver dans un endroit frais et sec, hors de portée de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur.</b>
<b>Normes et certifications</b>	<b>ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971</b> <b>Dispositif de Classe 1</b>      

#### 5. Référence et conditionnement

<b>Référence</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Conditionnement par boîte</b>
<b>CARCOT500-2</b>	500 pièces	12 par boîte