

**Désignation**

*Designation*

**SPECULUM gynécologique stérile à usage unique :  
GYNEAS-COLLIN**

*GYNEAS-COLLIN : disposable, sterile gynecological SPECULUM*

<b>Code article</b> <i>Article code</i>	<b>GCO-01</b>	<b>CGO-02</b>
<b>Longueur de la valve</b> <i>Valve length</i>	<b>105 mm</b>	<b>115 mm</b>
<b>Largeur de la valve</b> <i>Valve width</i>	<b>27 mm</b>	<b>33 mm</b>
<i>Size</i>	<b>Petit/Moyen</b> <i>Small/Medium</i>	<b>Moyen/Grand</b> <i>Medium/Large</i>

**Stérilisation**

*Sterilization*

**Oxyde d'éthylène**

*Ethylene oxide*

**Destination/utilisation**

*Destination/use*

**Dispositif médical pour examen gynécologique et petite chirurgie  
gynécologique**

*Medical device for gynaecological examination and light gynaecological surgery*

<b>Composition</b> <i>Composition</i>	<b>Sans latex</b> <b>Sans PVC</b> <b>Résine de polystyrène transparente</b> <i>Latex free</i> <i>PVC free</i> <i>Transparent polystyrene resin</i>
--	---

**Caractéristiques**

*Characteristics*

**Composé de 2 valves et d'une vis prémontée**

**Couleur : Transparent**

*Manufactured with 2 valves and 1 screw*

*Colour: Transparent*

**Conformité**

*Conformity*

**Dispositif marqué CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE**

**Classe : 1 stérile**

*EC marked device according to European Directive EEC/93/42*

*Class: 1 sterile*

**Emballage**

*Packing*

**Chaque spéculum est emballé individuellement dans un sachet  
pelable**

*One speculum per individual pouch*

**Conditionnement**

*Packaging*

**Carton de 100 pièces**

*Carton of 100 pieces*

**Distribution**

*Distributor*

**L.C.H. France : certifiée ISO 9001 et 13485**

*LCH France : registered ISO 9001 and 13485*