

Désignation

Designation

**SPECULUM gynécologique stérile à usage unique :
GYNEAS-COLLIN**

GYNEAS-COLLIN : disposable, sterile gynecological SPECULUM

Code article <i>Article code</i>	GCO-01	CGO-02
Longueur de la valve <i>Valve length</i>	105 mm	115 mm
Largeur de la valve <i>Valve width</i>	27 mm	33 mm
<i>Size</i>	Petit/Moyen <i>Small/Medium</i>	Moyen/Grand <i>Medium/Large</i>

Stérilisation

Sterilization

Oxyde d'éthylène

Ethylene oxide

Destination/utilisation

Destination/use

**Dispositif médical pour examen gynécologique et petite chirurgie
gynécologique**

Medical device for gynaecological examination and light gynaecological surgery

Composition <i>Composition</i>	Sans latex Sans PVC Résine de polystyrène transparente <i>Latex free</i> <i>PVC free</i> <i>Transparent polystyrene resin</i>
--	---

Caractéristiques

Characteristics

Composé de 2 valves et d'une vis prémontée

Couleur : Transparent

Manufactured with 2 valves and 1 screw

Colour: Transparent

Conformité

Conformity

Dispositif marqué CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE

Classe : 1 stérile

EC marked device according to European Directive EEC/93/42

Class: 1 sterile

Emballage

Packing

**Chaque spéculum est emballé individuellement dans un sachet
pelable**

One speculum per individual pouch

Conditionnement

Packaging

Carton de 100 pièces

Carton of 100 pieces

Distribution

Distributor

L.C.H. France : certifiée ISO 9001 et 13485

LCH France : registered ISO 9001 and 13485