

Sonde d'aspiration

Indication

Sondes d'aspiration bronchique idéales pour aspirer les sécrétions qui encombrant l'arbre bronchique, le pharynx ou la bouche et prévenir une éventuelle formation de bouchons muqueux.

Description

- 51 cm de long
- Pointe droite
- Ouverture centrale
- Oeil latéral
- Stérile et emballés individuellement



Référence	Dimensions	Conditionnement
SONDEASCH06	CH 06	Boîte de 50
SONDEASCH08	CH 08	Boîte de 50
SONDEASCH10	CH 10	Boîte de 50
SONDEASCH12	CH 12	Boîte de 50
SONDEASCH14	CH 14	Boîte de 50
SONDEASCH16	CH 16	Boîte de 50
SONDEASCH18	CH 18	Boîte de 50

SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)
280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France
RCS ARRAS 532 788 700
Tél.:09 51 51 95 71
email : contact@fournisseur-medical.com
site web : www.fournisseur-medical.com