

Seringues et aiguilles

Omnifix® - Injekt® - Sterican®



Injekt®

Seringue 2 pièces à usage unique





... la seringue à usage unique économique

- Volume de 1 à 20 ml
- Tige de piston verte et graduation contrastée noire pour une lisibilité idéale
- Piston à coulissement régulier
- Sans latex
- Sans silicone
- L'excellente transparence du cylindre facilite le contrôle précis du contenu de la seringue
- Butée du piston sécurisée





Injekt® et Omnifix®

Seringues à usage unique

Produit	● Sans latex ○ Sans PVC	Taille/ Volume	Cône	Graduation	Référence
Injekt® Seringue 2 pièces à usage unique Volume nominal utile jusqu'à : 2 ml = max. 3 ml 5 ml = max. 6 ml 10 ml = max. 12 ml 20 ml = max. 24 ml Boîte de 100 pièces	● ○ 	Avec embout luer			
		2 ml	centré	0.1 ml	4606027V
		5 ml	excentré	0.2 ml	4606051V
		10 ml	excentré	0.5 ml	4606108V
		20 ml	excentré	1.0 ml	4606205V
	● ○ 	Avec embout luer-lock			
		2 ml	centré	0.1 ml	4606701V
		5 ml	centré	0.2 ml	4606710V
		10 ml	centré	0.5 ml	4606728V
		20 ml	centré	1.0 ml	4606736V
Omnifix® Seringue 3 pièces à usage unique Volume nominal utile jusqu'à : 3 ml = max. 3 ml 5 ml = max. 5 ml 10 ml = max. 12 ml 20 ml = max. 20 ml 30 ml = max. 30 ml 50 ml = max. 60 ml Boîte de 100 pièces * triple emballage, 2 x 50 pièces	● ○ 	Avec embout luer			
		3 ml	centré	0.1 ml	4616025V
		5 ml	excentré	0.2 ml	4616057V
		10 ml	excentré	0.5 ml	4616103V
		20 ml	excentré	1.0 ml	4616200V
		30 ml	excentré	1.0 ml	4616308F
	● ○ 	Avec embout lock (convient également pour pousse-seringues)			
		3 ml	centré	0.1 ml	4617022V
		5 ml	centré	0.2 ml	4617053V
		10 ml	centré	0.5 ml	4617100V
		20 ml	centré	1.0 ml	4617207V
		30 ml	centré	1.0 ml	4617304F
		50 ml	centré	1.0 ml	4617509F
2 x 50 ml*	centré	1.0 ml	4610083F		

Injekt®

Seringues à petit dosage, 2 pièces

Produit	● Sans latex ○ Sans PVC	Désignation	Graduation	Référence
Injekt®-F Seringue à petit dosage, 1 ml par ex. pour test tuberculinique, héparinique ou allergique <ul style="list-style-type: none">■ Embout luer, central■ Le piston à ergot réduit le volume mort■ Boîte de 100 pièces	● ○ 	Injekt®-F	0.01 ml	9166017V
Injekt®-H Seringue à petit dosage, 1 ml avec graduation pour héparine <ul style="list-style-type: none">■ Graduation précise pour 10.000 UI■ Graduation en ml supplémentaire (0.02 ml)■ Embout luer, central■ Le piston à ergot réduit le volume mort■ Boîte de 100 pièces	● ○ 	Injekt®-H	Graduations par 200 UI	9166106V