

Omnifix® E

Bande adhésive



Référence	Taille ou dimensions
900649	5 cm x 10 m
900650	10 cm x 10 m
900651	15 cm x 10 m
900652	20 cm x 10 m

Produit

Bande adhésive extensible en nontissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
Non stérile et à usage unique.

Indications / Classification

Pour la fixation de toute sorte de pansements (pansements pour plaies, gazes, ect), des canules, des sondes, des cathéters, ... En particulier pour couvrir de grandes surfaces.

Destinée à être utilisée sur une peau saine, par des professionnels de santé ou des non professionnels.

Omnifix® E est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Nontissé : 100 % polyester

Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée)

Papier protecteur : siliconé, pré-découpé

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Perméabilité : 3000 g/m² environ (en 24h)

Absence de latex (non ajouté intentionnellement).



Présentation / Conditionnement

Présentée en rouleau individuel dans une boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
900649	5 cm x 10 m	1	63	48
900650	10 cm x 10 m	1	36	42
900651	15 cm x 10 m	1	24	45
900652	20 cm x 10 m	1	16	55

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
900649	5 cm x 10 m	84 x 54 x 84 mm	400 x 275 x 274 mm	1200 x 800 x 1789 mm
900650	10 cm x 10 m	84 x 84 x 104 mm	524 x 264 x 224 mm	1200 x 800 x 1937 mm
900651	15 cm x 10 m	84 x 84 x 154 mm	322 x 266 x 357 mm	1200 x 800 x 1930 mm
900652	20 cm x 10 m	84 x 84 x 204 mm	354 x 221 x 357 mm	1200 x 800 x 1930 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

Péremption

Durée de vie : 5 ans.