



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

www.medline.com/fr



Fiche technique

Sachet de 20 DenTips®

Référence(s)

MDS096206EU

Description

Sachet de 20 DenTips®, Bâtonnets mousse pour soins de bouche

Matière(s)

Manche: Polystyrène résistant | blanc

Mousse: Polyester Polyuréthane | bleu

Conditionnement

25 sachets/boîte distributrice

2 boîtes distributrices/carton

(50 sachets par carton, soit 1000 bâtonnets par carton)

Emballage

Sous sachet plastique

Boîtes distributrices

Fabricant

Medline Industries, Inc

EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE

Classe du dispositif : I non stérile



© 2013 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.
Tous droits réservés.

LITOralCareMDS096206EU-FR01

01.01.INT.12