



STERIMA FICHE TECHNIQUE

DATE :	22.07.2014
PRODUIT :	PINCE KOCHER STERILE
CODE :	705827
CLADIMED :	F52AD01
CONDITIONNEMENT :	100 unités par carton Carton : 392 mm x 292 mm x 190 mm 64 cartons par palette
SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :	<ul style="list-style-type: none">• Pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm• Blister souple : PA/PE 150 µm - papier médical
UTILISATION :	Pour stopper l'écoulement de sang ou d'une solution en pinçant une tubulure et pour tenir des compresses, tampons... dans le cas d'un soin (soin de plaie, de bouche) ou d'une désinfection de la peau
MODE DE STERILISATION :	À l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans
CLASSIFICATION :	I-stérile
MARQUAGE CE :	CE-0123 (TÜV)

