

## Bande de crêpe 7 cm x 400 cm



### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

**Nom:** FM Médical

**Adresse:** 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

**Tél:** + 33 (0) 9 72 52 70 35

**Fax:** +33 (0) 9 72 54 07 75

**E-mail:** [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

**Web:** [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)

### 2. Informations sur le fabricant du dispositif

**Marque:** Calvo Izquierdo S.L.

**Dénomination:** Bande de crêpe 7 cm x 400 cm

**Référence:** BC\_02

**Fabrication:** Fabriqué en Espagne

**Certifié:** EN ISO 13485 : 2016







### 3. Descriptif du dispositif

| <b>INFORMATIONS SUR LE PRODUIT</b> |   |                               |              |
|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| <b>Caractéristiques</b>            | Permet de comprimer une plaie pour stopper tout saignement ou comprimer un membre gonflé.<br>Bande de crêpe élastique avec deux lignes rouges situé à 1 cm des bords. |                               |              |
| <b>Grammage</b>                    | 70 g / m <sup>2</sup>   |                               |              |
| <b>Matière</b>                     | 97% Coton/<br>Polyester<br>3%<br>Élasthanne   | <b>Latex</b>                  | <b>Non</b>   |
| <b>Dimensions :</b>                | 7 cm x 400 cm   | <b>Couleur</b>                | <b>Blanc</b> |
| <b>Stérile</b>                     | <b>Non</b>  | <b>Stérilisable</b>           | <b>Oui</b>   |
| <b>Radiotransparent</b>            | <b>Oui</b>  | <b>Grande adaptabilité</b>    | <b>Oui</b>   |
| <b>Hypoallergénique</b>            | Conforme au règlement de biocompatibilité 10993-10 : irritation cutanée   | <b>Facilité d'application</b> | <b>Oui</b>   |

### 4. Tailles disponibles

| <b>RÉFÉRENCES</b> |              |                      |                      |                       |                       |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Taille</b>     |              | <b>5 cm x 400 cm</b> | <b>7 cm x 400 cm</b> | <b>10 cm x 400 cm</b> | <b>15 cm x 400 cm</b> |
| <b>Code</b>       | <b>Blanc</b> | <b>BC_01</b>         | <b>BC_02</b>         | <b>BC_03</b>          | <b>BC_08C</b>         |

## 5. Conditions de conservation et de stockage

| <b>STOCKAGE</b>                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Durée de conservation</b>    | <b>5 ans</b>  |
| <b>Instructions de stockage</b> | <b>Conserver dans un endroit frais et sec, hors de portée de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur.</b>   |
| <b>Normes et certifications</b> | <p>EN ISO 13485 : 2016<br/>Dispositif de Classe 1</p> <p>     </p> |

## 6. Conditionnement

| <b>Référence</b> | <b>Conditionnement</b> | <b>Unités par boîte</b> |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>BC_02</b>     | Vendu à l'unité        | 20                      |