

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Carré d'essuyage

### Octolin ® Soft

**Référence**    **Taille ou dimensions produit**  
**992554**    **30 x 37 cm**

#### Produit

---

Carré d'essuyage en nontissé très doux, absorbant et non pelucheux.  
Bonne tenue aux savons liquides, résistant et très doux.

#### Indication

---

Préconisé pour l'essuyage des mains, la toilette et l'hygiène corporelle.

#### Spécifications

---

##### Composition :

Viscose/polypropylène  
Surface lisse avec motifs.

Caractéristiques :

Dimensions dépliées : 300 mm +/- 3 % x 370 mm +/- 10%  
Dimensions pliées : 190 x 160 mm environ

Grammage : 55g/m<sup>2</sup> +/- 10 %  
Epaisseur : 0,37 +/- 0,5 mm  
Capacité d'absorption : 500%

Résistance à la rupture sens machine : 118 N  
Résistance à la rupture sens travers : 18 N  
Résistance à la déchirure sens machine : 9 N  
Résistance à la déchirure sens travers : 28 N

Stérilisable à l'oxyde d'éthylène

Absence de latex.  
Absence de colophane.

#### Présentation / Conditionnement

---

En sachet transparent, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992554	30 x 37 cm	50	12	36

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
992554	30 x 37 cm	185 x 150 x 130 mm	400 x 400 x 275 mm	1200 x 800 x 1850 mm