

FICHE TECHNIQUE

**Gants Nitrile Non Poudré Rose à usage unique,
boite de 100**



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom : FM Médical

Adresse : 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail : contact@fournisseur-medical.com

Web : www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque : ND

Dénomination : Gants Nitrile Non Poudré Rose à usage unique, boite de 100

Références : GNNPRS / GNNPRM / GNNPRL

3. Descriptif du dispositif

| INFORMATIONS SUR LE PRODUIT | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Matière | Nitrile | Couleur | Rose |
| Tailles | S / M / L | Stérile | Non |
| Contenu de poudre | Sans poudre, la teneur en résidus de poudre est inférieure à 2 mg par gant | | |
| Poignet | bord roulé | Surface | Chlorée |
| Conformité aux normes | EN 455-1:2020 + A1:2022, EN 455- 2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, EN ISO 13485:2016 + EN ISO 13485:2016/A11:2021, EN ISO 14971:2019 + EN ISO 14971:2019/A11:2021, EN 62366-1:2015 + EN 62366- 1:2015/A1:2020, EN ISO 15223-1:2021, EN ISO 20417:2021, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013, EN ISO 10993-23:2021, EN ISO 11737-1:2018 + EN ISO 11737- 1:2018/A1:2021, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 21420:2020, EN 16523-1:2015 + A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ASTM 1671, ASTM D6978 | | |
| Classification | <ul style="list-style-type: none">• Dispositif médical de classe I conforme au Règlement sur les• Dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (MDR)• Équipement de Protection Individuelle Catégorie III selon le Règlement sur les EPI (UE) 2016/425 | | |

6. Conditionnement

| Références | Tailles | Conditionnement Boîte |
|-------------------|----------------|------------------------------|
| GNNPRS | S | 100 |
| GNNPRM | M | |
| GNNPRL | L | |