

PROLASER SANTÉ

FICHE TECHNIQUE BPT_052

GANTS NITRILE NON POWDRÉS INTCO BPT_052



*Photos non contractuelles

Désignation commerciale	Gants nitrile non poudrés
Provenance	Chine
Packaging	Intco
Référence Produit & Code EAN	BPT_052_1_S : 6970245751804 BPT_052_1_M : 6970245751811 BPT_052_1_L : 6970245751828 BPT_052_1_XL : 6970245751835 BPT_052_5_S : 6972940813016 BPT_052_5_M : 6972940813023 BPT_052_5_L : 6972940813030
Matériau	Nitrile sans poudre
Usage	Protège les mains contre les substances chimiques et les agents pathogènes. Solution alternative pour les personnes allergiques au latex de caoutchouc naturel.
Normes	EN 455-1,2,3,4 AQL 1.5 CE EN ISO 374-1,4,5 : 2016 PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat III MD Reg. (EU) 2017/745, Class I EN ISO 13485
Conditions de stockage	A conserver au sec entre 5 et 38°C, à l'abri de l'humidité. Évitez la lumière directe du soleil.
Conditionnement	100 gants par boîte (soit 50 paires) - 10 boîtes par carton

Tailles	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Longueur (mm)	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Largeur paume	80 + 10 mm	95 + 10 mm	110 + 10 mm	≥ 110 mm