

# FICHE TECHNIQUE



## Seringue 3 corps 1 mL, sans aiguille

Référence : ZAR001ML-3CZ-BL

**Distributeur :**  
**FM Médical**

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-medical.com

2 rue de la Justice, 62410 BENIFONTAINE, FRANCE

## Informations sur le dispositif

### Description

- Seringue 3 pièces pour injections sous cutanées, intramusculaires et intraveineuses.
- Conçu pour administrer médicaments/fluides aux patients et collecter des échantillons de fluides corporels de patients.



### Caractéristiques

- Tube transparent qui permet un contrôle visuel complet du contenu
- Corps pousseur vert contrastant
- Embout Luer
- Étanchéité du piston sous forme de double anneau sur le corps pousseur.
- Injections et prélèvements facilités grâce au joint en caoutchouc.
- Seringue d'1 ml avec piston stoppeur qui réduit le volume mort
- Marquage clair, lisible et permanent en noir de la graduation, facilite le dosage : tous les 0.01 ml pour capacité de 1 ml.

- **Classe du DM :** Classe II a
- **Procédé de stérilisation :** à l'oxyde d'éthylène
- **Durée de conservation :** 5 ans

Sans latex

Sans phtalate

Non toxique, non pyrogénique

### Conditionnement et référence

Référence catalogue	Taille	Conditionnement unitaire	Conditionnement carton	Conditionnement global
ZAR001ML-3CZ-BL	1 mL	sous blister	100 pièces	32 x 100 pièces