

wiroCLASSIC KNIT





JAS VAN PP

Gebreide boorden | Strikbanden bij hals & taille



EFFICIENT





wiroCLASSIC KNIT



Productbeschrijving

| | |
|---------------------|---|
| Merk | care & serve® |
| Categorie | EFFICIENT |
| Artikelomschrijving | - care & serve® - EFFICIENT wiroCLASSIC KNIT Jas van PP Gebreide boorden Strikbanden bij hals & taille |
| eigenschappen | Gebreide boorden Strikbanden bij hals & taille |

MDR/PSA-gebruik

| | |
|----------------------|---|
| Toepassing | Medische beschermende kleding zoals bedoeld in de Technische vereisten voor biologische agentia (TRBA 250) ter voorkoming van contaminatie van werk- of privékleiding bij ingrepen of verpleging door direct contact met bloed, secretie, excretie of ander gecontamineerd materiaal. |
| Toepassingsgebied | Tijdens medische behandelingen komt de patiënt niet direct in aanraking met medische beschermende kleding. Medische beschermende kleding is bedoeld voor het afdekken van kleding en/of haren. |
| Doelgroep | Medewerkers en bezoekers van laboratoria, de farmaceutische industrie, ziekenhuizen en vergelijkbare instellingen. |
| patiëntengroep | Medische beschermende kleding is geschikt voor alle patiëntengroepen. |
| indicatie | Medische kleding als barrière voor het afdekken van kleding en/of haren. |
| contra-indicatie | Geen bekende contra-indicaties. |
| Voorbehoud/beperking | Geen PSA (persoonlijk beschermingsmiddel) |
| Gebruiksaanwijzingen | Wegwerpproduct niet steriel |
| Aanwijzing | Alle ernstige incidenten in direct verband met dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten. |
| Toepassingsgebieden | ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Medische praktijken Industrie farmaceutische industrie Voedingsmiddelverwerking cosmetica wellness schoonheidsindustrie |




Materiaal

| | |
|-----------------------|--|
| Materiaal | Polypropyleen-spinvlies |
| Materiaalgewicht | ≈ 23 g/m ² (± 2 g/m ²) |
| Materiaalinformatie | latexvrij |
| Gezondheidsinformatie | Dit product bevat geen bekende toxische, carcinogene, mutagene, reproductietoxische of op andere wijze schadelijke substanties of allergenen. Het contact met de huid kan bij gevoelige personen allergische reacties teweegbrengen. Trek in dat geval met inachtneming van de geldende veiligheidsinstructies de overall uit en neem contact op met een arts. |



Standards

| | |
|--------------|--|
| CE-markering | Geneeskundig product dat behoort tot klasse I overeenkomstig EU 2017/745 |
| SRN | DE-MF-000004956 |
| Basis UDI DI | 4051642-wiroCLASSICKNI-UZ |
| EUV 10/2011 | Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen |





wiroCLASSIC KNIT

EG 1935/2004

Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.

| Gebruik van het product | Resultaat |
|--------------------------------------|--|
| Voedselcontact | Direct contact met levensmiddelen |
| Specificaties voor gebruik | Resultaat |
| Voorziene soorten levensmiddelen | Droge, waterige en vette levensmiddelen |
| Voorziene voorwaarden | 2 uur bij 40 °C |
| Geteste oppervlakte-volumeverhouding | 2 dm ² op 100 ml testlevensmiddel |



Informatie

De geschiktheid voor levensmiddelen verwijst in het algemeen naar het materiaal. Alleen het materiaal wordt getest, niet elk product afzonderlijk.

Gebruik

| | |
|-----------------|---|
| Traceerbaarheid | Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 1 geldig vanaf charge 2085 + |
| Verwijdering | Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd. |
| Houdbaarheid | 5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag. |
| Opslag | Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid. |



Verpakking

| | |
|-----------|---|
| Recycling | Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking. |
|-----------|---|




WWW

| | |
|---------|---|
| PDF IFU | https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroCLASSIC-KNIT.pdf |
|---------|---|

Variant 1

| Verkoopenheid | 100 Stuks/Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|------------------------|------------|------------------------|------------|----------|-------|----|----------------|--------|----------|-------|------|----------------|--------|----------|-------|------|----------------|--------|----------|------|------|----------------|--------|
| Deelverpakking | 10 Stuks/Polyethyleen zak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Artikelnummers | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Kleur</th> <th>Maat</th> <th>Maat (omvang x lengte)</th> <th>Tolerantie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25005114</td> <td>groen</td> <td>XL</td> <td>≈ 140 x 130 cm</td> <td>± 3 cm</td> </tr> <tr> <td>25005116</td> <td>groen</td> <td>XXXL</td> <td>≈ 160 x 140 cm</td> <td>± 3 cm</td> </tr> <tr> <td>25005126</td> <td>blauw</td> <td>XXXL</td> <td>≈ 160 x 140 cm</td> <td>± 3 cm</td> </tr> <tr> <td>25005146</td> <td>geel</td> <td>XXXL</td> <td>≈ 160 x 140 cm</td> <td>± 3 cm</td> </tr> </tbody> </table> | Artikelnummer | Kleur | Maat | Maat (omvang x lengte) | Tolerantie | 25005114 | groen | XL | ≈ 140 x 130 cm | ± 3 cm | 25005116 | groen | XXXL | ≈ 160 x 140 cm | ± 3 cm | 25005126 | blauw | XXXL | ≈ 160 x 140 cm | ± 3 cm | 25005146 | geel | XXXL | ≈ 160 x 140 cm | ± 3 cm |
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Maat (omvang x lengte) | Tolerantie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25005114 | groen | XL | ≈ 140 x 130 cm | ± 3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25005116 | groen | XXXL | ≈ 160 x 140 cm | ± 3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25005126 | blauw | XXXL | ≈ 160 x 140 cm | ± 3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25005146 | geel | XXXL | ≈ 160 x 140 cm | ± 3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





wiroCLASSIC KNIT

| GTINs | Artikelnummer | Unit of Use UDI | Verpakkingsniveau 1 UDI | Verpakkingsniveau 2 UDI | Doos UDI |
|-------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | 25005114 | 4051642003757 | 4051642075204 | ----- | 4051642575209 |
| | 25005116 | 4051642004723 | 4051642075211 | ----- | 4051642575216 |
| | 25005126 | 4051642004730 | 4051642075648 | ----- | 4051642575643 |
| | 25005146 | 4051642004747 | 4051642001494 | ----- | 4051642501499 |

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

