

# FICHE TECHNIQUE

## Pansement pour prélèvement EMO-SOFFIX

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Pansement hémostatique

225950 Emo-Soffix - Dim : 38 x 38 mm - non tissé



### DESCRIPTIF / FONCTION

Pansement spécial post-prélèvement de sang à action hémostatique, qui stoppe rapidement et efficacement le saignement.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex.
- Usage unique.
- Non stérile
- Dimension : 38 x 38 mm
- Tampon ultra absorbant qui se gonfle au contact du sang ou d'autres matières liquides, créant ainsi une légère compression et prévient le reflux sanguin.
- Matière non tissé, élastique et hypoallergénique, particulièrement adaptée au peaux délicates et sensibles.
- Gain de temps car moins de manipulations sont nécessaires lors d'un prélèvement d'échantillons de sang (plus besoin de coton, de ciseaux, ou encore de pansement plâtre)
- Radio-opaque.
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.



### COMPOSITION DES MATERIAUX

- Compresse : TNT cellulose, polypropylène et fibres hautement absorbants
- Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

### REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Artsana (Italie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit sec à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant
- **Code cladimed** : F51BZ99
- **Normes CE**
- **Classe** : I
- *Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- **Annexe** : Néant

### CONTIONNEMENT

- Unitaire sous simple emballage
- Boîte distributrice de 1000 unités
- Carton de 10000 unités