

Abaisses langue

Stériles, non-stériles

Fabricant: Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.



Caractéristiques:

- En bois de bouleau
- Bords arrondis pour éviter les blessures
- Longueur appropriée
- Disponible stérile (Stérilisation par Oxyde d'Éthylène) ou non-stérile
- Les abaisse-langues stériles sont emballés individuellement
- Emballage individuel : papier

Tailles et Références:

Référence	Taille	Type	Conditionnement par boîte	Conditionnement par carton
SLN-001	15 cm x 1,7 cm	non-stérile	100 pièces	50 x 100 pièces
SLS-001	15 cm x 1,7 cm	stérile	100 pièces	20 x 100 pièces



Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland

tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84

www.zarys.com.pl