



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant
www.medline.com/fr



Fiche technique

Agrafeuse à peau

Référence(s)

F-35WB – agrafe large
F-35RB – agrafe normale

Description

Agrafeuse à peau à usage unique, contenant 35 agrafes en acier forgé.

Dimension agrafes fermées	Largeur	hauteur
Agrafes larges	7.2 mm	4.9 mm
Agrafes normales	5.9 mm	3.9 mm

Composition

Corps de l'agrafeuse : Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Cartouche d'agrafes : polycarbonate
Agrafes : acier forgé de qualité médicale

Conditionnement

5 unités par boîte
100 unités par carton (20 boîtes de 5 agrafeuses)

Emballage

Boîte pelable

Fabricant

Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd
EN ISO 13485

Réglementaire

En accord avec la Directive Dispositifs Médicaux 93/42/EEC
DDM Classe IIa stérile



STERILE EO

© 2015 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-
AgrafeuseFR02

01.01.INT.12