

FICHE TECHNIQUE

**Blouse de protection / isolation à U.U verte
P.P 25gr/m², poignets jersey, sachet de 10**



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom: FM Médical

Adresse: 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél: + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail: contact@fournisseur-medical.com

Web: www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le dispositif

Marque: FM Médical

Référence: FMBLOUSEJERSEY

Dénomination: Blouse de protection / isolation à U.U verte P.P 25gr/m², poignets jersey, sachet de 10

Fabrication: Made in China

Certifié: ISO 13485

Marquage: CE MDR

3. Descriptif du dispositif

- **Blouse de protection à usage unique. Permet de limiter la transmission d'agents infectieux entre le personnel soignant et les patients durant les interventions chirurgicales.**
- **Poignets JERSEY**
- **Couleur : Verte**
- **Stérile : Non**
- **Usage Unique : Oui**
- **Grammage : 25gr/m²**
- **Dimensions : 120*135cm**

4. Composition

POLYPROPYLENE non-tissé, sans latex

5. Conditions de conservation et de stockage

A l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité

6. Conditionnement

Référence	Taille	Unités / sachet	Sachet / carton
FMBLOUSEJERSEY	120x135cm	10	10