



Ficha Técnica *Technical Data Sheet*

Vendari UNIVERSAL

Descripción / *Description*

Venda elástica de gasa / *Gauze elastic bandage*

Uso previsto / *Intended use*

Vendaje de soporte y reposo / *As support and repose bandage.*

Composición / *Composition*

40% Poliamida, 60% Viscosa, / *40% Polyamide, 60% Viscose.*

Características / *Features*

Alta elasticidad / *High elasticity*

Elasticidad unidireccional (longitudinal) / *Unidirectional elasticity (longitudinal)*

Gramaje / *Weight: 26 g/m2*

Hidrófila / *Hydrophilic*

Radiotransparente / *Radiotransparent*

Esterilizable / *It can be sterilized*

Gran adaptabilidad / *Great adaptability.*

Libre de latex / *Latex free .*

Fácil de aplicar / *Easy to use.*

Cómodo de usar / *Comfortable use*

Gestión de calidad / *Quality management*

Producto sanitario de Clase I según el anexo VIII del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios / *Class I of medical device according to Annex VIII of Regulation 2017/745 of medical devices.*

Marcado CE en cada envase / *CE marking on each packaging level.*
Fabricado bajo el estándar de calidad EN UNE ISO 13485:2016 / *Manufacturing under the quality estándar of En UNE ISO 13485:2016.*

Contacto:

Calvo Izquierdo S.L.
C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN)
+34 962 34 90 94 - admin@calvoizquierdo.es - www.calvoizquierdo.es // www.calvoizquierdo-medica.es



Ficha Técnica Technical Data Sheet

Vendari UNIVERSAL

Información comercial Commercial information

Código / Code	Medidas / Sizes	Unidades / Units	EAN
11004	10 cm x 4 m	90	8430655110045
11006	15 cm x 4 m	70	8430655110069
11007	5 cm x 4 m	180	8430655110076
11008	7 cm x 4 m	120	8430655110083
11009	20 cm x 4 m	60	8430655110090

*Packaging: envase de plástico individual / individual Plastic pouch.

Precauciones / Warnings

Almacenar en sitio fresco y seco, fuera del alcance de la luz solar y otras fuentes de calor / Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and other heat sources.

Vida útil / Shelf life

5 años / 5 years

Simbología aplicable / Applicable symbols



Contacto:

Calvo Izquierdo S.L.
C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN)
+34 962 34 90 94 - admin@calvoizquierdo.es - www.calvoizquierdo.es // www.calvoizquierdo-medica.es