

<i>Description générale</i>	Ampoules Otoscopes Kryptons					
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo,				
<i>Référence lot</i>	Non					
<i>Dispositif raccordé</i>	Non					
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non					
<i>Dispositif stérile</i>	Non					
<i>Stérilisation</i>	Non					
<i>Autoclavable</i>	Non	Non				
<i>Nettoyage</i>	Non					
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le Krypton					
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Otoscope				
<i>Matières</i>	En Krypton					
<i>Etiquetage</i>	Oui	Nom, Référence, Comed, adresse, lot,				
<i>Emballage</i>	Oui	Boîtier de 6 ampoules				
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre à l'abri du soleil.				
<i>Références</i>	24 690 35	24 690 37	24 690 41	24 690 42	24 690 56	24 690 59
<i>Désignation</i>	Krypton 035	Krypton 037	Krypton 041	Krypton 042	Krypton 056	Krypton 059
<i>Dimension Lo x Ø (mm)</i>	18.6 x 5.3	17 x 4.7	23 x 10.5	12.5 x 6	17.7 x 4.5	17.8 x 5.5
<i>Marquage sur le DM</i>	035Kr/2.5V	Non	Non	Non	Non	Non
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	0.9	0.6	4.3	1.2	0.6	0.6
<i>Résistance T° (°C)</i>	-5 à +35°C					
<i>Couleurs</i>	Dorée	Dorée	Dorée + blanche	Dorée	Dorée + grise	Dorée
<i>Utilisation</i>	Permet l'éclairage avec un otoscope de l'orifice naturel de l'oreille.					
<i>Mode d'emploi</i>	Installer l'ampoule dans l'otoscope adéquate.					
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas faire tomber, risque que l'ampoule ne fonctionne plus. Ne pas mettre en bouche. Vérifier que le voltage correspond bien à la puissance de l'ampoule maximum 2.5V risque de bruler l'ampoule.					
<i>Recyclage</i>	Oui					
<i>Récupération</i>	Dans des containers adéquats de recyclage des ampoules.					
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC					
<i>Phtalates/PVC</i>	Non /Non					
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul					