



## Thermomètre électronique Infrarouge

Référence : T\_02

Description	Ce thermomètre infrarouge permet de mesurer une température sans contact avec le patient de manière instantanée, dans toutes les situations grâce à son écran rétro-éclairé et son laser permettant une grande précision.
Nettoyage	Eau ou alcool à 70° ou lingette désinfectante classique (ex : Linget'Anios) avant ET après chaque utilisation. Laisser sécher 30 minutes entre les mesures. L'appareil n'est pas étanche : ne pas laisser de liquide s'infiltrer.
Précaution d'emploi	Veillez à positionner la sonde correctement : à la bonne distance du point à mesurer. Ne pas plonger l'appareil dans un liquide.
Dimensions Lo x la x h(mm)	190 x 42 x 80
Conditionnement	Livré dans une boîte en carton avec une pochette de transport.
Stockage	Dans un endroit sec, propre et à l'abri du soleil.
Plage de mesure	35 à 42,5°C et précision à +/- 0.3°C
Distance de mesure	5 à 15 cm
Mémoire de mesures	32 mesures
Ecran	LCD rétro-éclairé
Batterie	Pile fournie : 1 x 6LR61
Arrêt automatique	9 secondes
Garantie	1 an

### Distributeur :

#### SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)

280, rue Berthie Albrecht  
62111 Hénin-Beaumont – France  
RCS ARRAS 532 788 700  
Tél. : 06 51 51 95 71

E-mail : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)  
Site web : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)

