

# AGANI™

*Aiguilles hypodermiques*



## Le savoir faire Terumo au service des patients

- *Une aiguille fidèle à notre qualité de pique*
- *Une gamme étendue*
- *Une facilité d'utilisation pour les professionnels de santé*

Dispositif médical Classe IIa - CE0123 TÜV SÜD Product Service GmbH  
Shanghai International Holding Corp GmbH (Europe), Eiffestraße 80 - 20537 Hamburg, Allemagne  
Terumo Europe n.v, Interleuvenlan 40, 3001 Louvain, Belgique

EC REP

Se reporter aux instructions figurant dans la notice d'utilisation

 **TERUMO®**

## Une aiguille fidèle à notre qualité de pique

Triple biseau affûté et lubrification de l'aiguille au silicone

### Gamme étendue

Disponible de 18 à 30 gauge

### Facilité d'utilisation

Code couleur ISO facilement identifiable et lecture aisée des informations sur le blister

### Caractéristiques complémentaires

- Embase translucide pour une observation rapide du reflux sanguin
- Injection facilitée grâce la paroi mince de l'aiguille
- Aiguille disponible en biseau court pour les références se terminant par S1

## Caractéristiques Produits

CE  
0123

Référence	Couleur	ø Canule	Longueur Canule
AN*1838R1	Rose	18G 1.2 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1838S1	Rose	18G 1.2 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1925R1	Crème	19G 1.1 mm	1 inch 25 mm
AN*1938R1	Crème	19G 1.1 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1938S1	Crème	19G 1.1 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1950R1	Crème	19G 1.1 mm	2 inch 50 mm
AN*2025R1	Jaune	20G 0.9 mm	1 inch 25 mm
AN*2038R1	Jaune	20G 0.9 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*2116R1	Vert	21G 0.8 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2125R1	Vert	21G 0.8 mm	1 inch 25 mm
AN*2138R1	Vert	21G 0.8 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*2150R1	Vert	21G 0.8 mm	2 inch 50 mm
AN*2232R1	Noir	22G 0.7 mm	1 ¼ inch 32 mm
AN*2238R1	Noir	22G 0.7 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*2316R1	Bleu	23G 0.6 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2325R1	Bleu	23G 0.6 mm	1 inch 25 mm
AN*2332R1	Bleu	23G 0.6 mm	1 ¼ inch 32 mm
AN*2425R1	Violet	24G 0.55 mm	1 inch 25 mm
AN*2516R1	Orange	25G 0.5 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2525R1	Orange	25G 0.5 mm	1 inch 25 mm
AN*2613R1	Marron	26G 0.45 mm	½ inch 13 mm
AN*2623R1	Marron	26G 0.45 mm	7/8 inch 23 mm
AN*2716R1	Gris	27G 0.4 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2719R1	Gris	27G 0.4 mm	¾ inch 19 mm
AN*3013R1	Jaune	30G 0.3 mm	½ inch 13 mm

Carton d'expédition :  
10.000 pièces (100 unités par boîte)


Pour les AN\*1950R1 et AN\*2150R1:  
5.000 pièces (50 unités par boîte)

**LATEX**  
Sans latex



STERILE | EO

R = Biseau standard 11°  
S = Biseau court 17°



**Terumo Corporation**  
44-1, 2-chome, Hatagaya  
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,  
Japan  
Tel.: +81 3 3374 8111  
Fax: +81 3 3374 8196

#### European Headquarters

**Terumo Europe N.V.**  
Interleuvenlaan 40  
3001 Leuven, Belgium  
Tel.: +32 16 38 12 11  
Fax: +32 16 40 02 49

#### European Offices

**Terumo Europe N.V.  
Benelux Sales Division**  
Interleuvenlaan 40  
3001 Leuven, Belgium  
Tel.: +32 16 39 25 80  
Fax: +32 16 39 25 99  
The Netherlands:  
Tel.: 0800 0220396  
Fax: 0800 0220414

**Laboratoires Terumo France S.A.**  
Parc Ariane - Bât. Uranus  
1, rue Hélène Boucher  
78284 Guyancourt Cedex, France  
Tel.: +33 130 96 13 00  
Fax: +33 130 43 60 85

**Terumo Deutschland GmbH**  
Ludwig-Erhard-Strasse 6  
65760 Eschborn, Germany  
Tel.: +49 6196 80 230  
Fax: +49 6196 80 23 200

**Terumo Deutschland GmbH**  
Zweigniederlassung Spreitenbach  
Bodenackerstrasse 3  
8957 Spreitenbach, Switzerland  
Tel.: +41 56 419 10 10  
Fax: +41 56 419 10 11

**Terumo Europe España SL**  
Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta  
Edificio Torre La Garena  
28806 Alcalá de Henares (Madrid),  
Spain  
Tel.: +34 9021 01 298  
Fax: +34 9021 01 358

**Terumo Italia S.r.l.**  
Via Simone Martini, 143 / 145  
00142 Roma RM,  
Italy  
Tel.: +39 0651 96 14 20  
Fax: +39 0650 30 407

**Terumo Sweden AB**  
Nya Varvet, Byggnad 90  
Sven Källfelts Gata 18  
426 71 Västra Frölunda,  
Sweden  
Tel.: +46 3174 85 880  
Fax: +46 3174 85 890

**Terumo Denmark  
Filial of Terumo Sweden AB**  
Tel.: +45 7020 93 80  
Fax: +45 7020 94 80

**Terumo UK Ltd**  
Tamesis  
The Causeway  
Egham, Surrey  
TW20 9AW, United Kingdom  
Tel.: +44 1784 476 200  
Fax: +44 1784 476 201

**Terumo Europe N.V.  
Moscow Representative Office**  
BC Northern Tower  
13Fr., 10 Testovskaya Street  
Moscow 123317, Russia  
Tel.: +7 495 988 4740  
Fax: +7 495 988 4739

**Terumo Corporation Dubai Branch  
(Middle East and Africa)**  
Al Masraf Tower, 22nd Floor  
P. O. Box 20291 Dubai  
U.A.E.  
Tel.: +971 4 221 2220  
Fax: +971 4 221 3330

© Registered Trademark  
Published by Terumo Europe N.V.  
HO 114FR-0314TE-I(03.14)E