

Tablier de soins jetable blanc PE 25 microns 120x80cm sachet de 100



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom: FM Médical

Adresse: 2 rue de la justice
62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél: + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail: contact@fournisseur-medical.com

Web: www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque: FM MEDICAL

Dénomination: Tablier de soins jetable blanc PE 25 microns 120x80cm

Référence: FMTABLIER

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Indiqué pour divers secteurs d'activité, tels que les hôpitaux, les laboratoires et les services d'urgence • Empêche la poussière et les bactéries de contaminer les vêtements • Tablier de soins à usage unique en polyéthylène blanc-translucide • Sans manches, avec ouverture dans le dos et avec 2 liens à nouer au bas du dos • Léger, non irritant, non toxique, confortable, économique . 		
Indications	<ul style="list-style-type: none"> • Ne le déballer qu'au moment de l'utilisation. • Ouvrez et ajustez l'ouverture pour la tête, en l'ajustant au corps • Utilisez les sangles d'attache pour la fixation • Une fois la procédure terminée, jetez-le dans un endroit approprié 		
Couleur	BLANC	Provenance	Chine
Matière	PE (polyéthylène de 25 microns) SANS LATEX	Norme réglementaire	MDR 2017/745
Taille (cm)	80x120	Usage unique	Oui

4. Référence et conditionnement

Référence	Conditionnement
FMTABLIER	Sachet de 100 pièces