

Circuit du médicament et des DM | Gamme préparation du médicament

SACHETS POUR ÉCRASE-COMPRIMÉS

Nos sachets sont compatibles avec les écrase-comprimés **Tookan®** et **Silent Knight®** qui permettent, tous deux, de réduire les comprimés en une fine poudre.

Grâce aux sachets, **aucune perte ni contamination** n'est possible avec d'autres médicaments. L'hygiène est donc totalement respectée !



- Polyéthylène basse densité transparent
- Dimensions : L. 50 x H. 120 mm
- Épaisseur : 180/200 µm
- Respectueux de l'environnement
- Conditionnement : lot de 1000

Réf. NA00011.01