



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Dénomination</b>         | <b>Change complet adulte avec ceinture</b> |
| <b>Taille</b>               | <b>T3 / Large</b>                          |
| Référence                   | 725322                                     |
| Code ACL/EAN                | 7322540079296                              |
| Marquage CE                 | 53942                                      |
| Poids total (+/- 7%)        | 143 g                                      |
| Dimension produit (+/- 7%)  | 863 x 410 mm                               |
| Dimensions matelas (+/- 7%) | 631 x 264 mm                               |
| Tour de taille du patient   | 83 à 120 cm                                |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Données Laboratoire</b>                 |         |
| Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1) | 3601 ml |
| Vitesse d'acquisition (s)                  | 8 s     |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Respirabilité</b>        |           |
| Entrejambe                  | Respirant |
| Voile extérieur (Backsheet) | Respirant |
| Ceinture                    | Respirant |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Tolérance Cutanée</b>             |   |
| Protection absorbante à usage unique | Testé dermatologiquement / Sans Latex                                       |
| Garde au sec rapide                  | Accrédité par la Skin Health Alliance<br>Voile d'acquisition sur le matelas |



accrédité par la Skin Health Alliance

|                        |                                    |                    |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>CONDITIONNEMENT</b> | Nbre de pièces / sachet            | 22                 |
|                        | Nbre de sachets / carton           | 3                  |
|                        | Nbre cartons / palette             | 28                 |
|                        | Compactage                         | Oui                |
|                        | Poids du carton                    | 10,24 kg           |
|                        | Volume carton m <sup>3</sup>       | 0,065              |
|                        | Volume m <sup>3</sup> / 100 pièces | 0,0985             |
|                        | Site de production                 | Gennepe (Hollande) |

## COMPOSITION

|                       |                               |   |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| <b>FILM EXTERIEUR</b> | <b>COULEUR</b>                | <b>Intraversable, souple, silencieux et résistant</b><br>Blanc avec deux bandes violettes en pointillés                                 |
|                       | <b>COMPOSITION</b>            | Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit<br>Polyéthylène et Polypropylène  |
|                       | <b>POIDS</b>                  | 33 g/m <sup>2</sup>   |
|                       | <b>Technologie ConfioAir™</b> | Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer.<br>Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides |

|                        |                    |  |
|------------------------|--------------------|--|
| <b>VOILE INTERIEUR</b> | <b>INTERIEUR</b>   | Hydrophile, perméable, doux et résistant |
|                        | <b>COMPOSITION</b> | Non tissé                                |
|                        | <b>POIDS</b>       | 16 g/m <sup>2</sup>                      |

|                       |                                      |   |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| <b>DOUBLE MATELAS</b> | <b>COMPOSITION</b>                   | Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas                      |
|                       | <b>POIDS</b>                         | 114 g   |
|                       | <b>FEEL DRY ADVANCED<sup>R</sup></b> | Retient les liquides et l'humidité dans la protection                               |
|                       | <b>PULPE</b>                         |   |
|                       | <b>Nature</b>                        | Pulpe chimique  |
|                       | <b>Localisation</b>                  | Matelas supérieur et matelas inférieur  |
|                       | <b>POIDS</b>                         | 73 g  |
| <b>SAP</b>            | <b>Nature</b>                        | Polycrylate de Sodium <b>ODOUR NEUTRALIZER™</b> : limite la diffusion des odeurs    |
|                       | <b>Localisation</b>                  | Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas |
|                       | <b>POIDS</b>                         | 41 g  |

|                 |                      |   |
|-----------------|----------------------|---|
| <b>CEINTURE</b> | <b>SUPER FIT™</b>    | Ceinture colorée micro perforée, aérée et douce ; repositionnable à volonté   |
|                 | <b>ComfiStretch™</b> | 2 élastiques insérés à la ceinture qui suivent les mouvements du corps. Les élastiques s'étirent dans différentes directions pour un confort quotidien et une grande liberté de mouvement |
|                 | <b>COMPOSITION</b>   | Non tissé   |
|                 | <b>POIDS</b>         | 92 g/m <sup>2</sup>   |

|                    |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| <b>AUTRES</b>      | <b>BARRIERES DE SECURITE</b>      | Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale                           |
|                    | <b>COMPOSITION des élastiques</b> | Polyester-Polyuréthane   |
|                    | <b>ELASTIC FIT™</b>               | Elastiques au niveau de la taille, à l'avant et à l'arrière de la protection |
|                    | <b>ELASTIQUES ANATOMIQUES</b>     | Ne sont pas en contact avec le matelas                                       |
| <b>COMPOSITION</b> |                                   | Polyisoprène   |

## BENEFICES PRODUIT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Identification</b> | Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet<br>Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change.<br>Carton : identification du code produit |
|-----------------------|--|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Facilité d'utilisation</b> | Sachet : ouverture facile, poignées de transport<br>Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé |
|-------------------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Ergonomie</b> | Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient. |
|------------------|--|

**Confort et Sécurité**

**AJUSTEMENT** Change ajustable près du corps grâce à la ceinture et aux élastiques au niveau de la taille

**RESPIRABILITE** Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané

**TEMOIN DE MICTION** Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit

**BARRIERES DE SECURITE** Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.