

Dénomination	Change complet respirant
<b>Taille</b>	<b>T1 / Small</b>
Référence	711130
Code ACL/EAN	7322540646979
Marquage CE	124155
Poids total (+/- 7%)	75 g
Dimension produit (+/- 7%)	694 x 480 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	530 x 200 mm
Tour de taille du patient	56 à 85 cm

### Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1697 ml
Vitesse d'acquisition (s)	15 s

### Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

### Tolérance Cutanée

Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas



accrédité  
par la  
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT		
Nbre de pièces / sachet		30
Nbre de sachets / carton		3
Nbre cartons / palette		32
Compactage		Oui
Poids du carton		7,58 kg
Volume carton m3		0,055
Volume m3 / 100 pièces		0,061
Site de production		Gennep (Hollande)

### COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Couleur	<b>Intraversable, souple, silencieux et résistant</b> Blanc avec deux bandes vertes en pointillés
	Composition	Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit Polyéthylène et Polypropylène Voile extérieur <b>ConfioAir™</b> permet à la peau de respirer
VOILE INTERIEUR	<b>INTERIEUR</b>	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Non tissé
	Poids	15 g/m <sup>2</sup>
DOUBLE MATELAS	<b>DOUBLE MATELAS</b>	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	58,6 g
	<b>Textile Feel</b>	Une matière douce pour un toucher textile
	<b>PULPE</b>	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
<b>SAP</b>		
Nature	Polyacrylate de Sodium <b>ODOUR NEUTRALIZER™</b> : limite la diffusion des odeurs	
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas	
Poids	13,6 g	
AUTRES	<b>BARRIERES DE SECURITE</b>	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
	Composition des élastiques	Polyester-Polyuréthane
	<b>ATTACHES ADHESIVES LARGES</b>	Velcro et adhésifs (3 cm)

### BENEFICES PRODUIT

<b>Identification</b>	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
<b>Facilité d'utilisation</b>	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
<b>Ergonomie</b>	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient .
<b>Confort et Sécurité</b>	

**MULTI-FIXATIONS** Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois

**RESPIRABILITE** Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané

**TEMOIN DE MICTION** Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit

**BARRIERES DE SECURITE** Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.