

Lame de bistouri chirurgicale Didactic®



■ Dénomination


Lame de bistouri chirurgicale stérile à usage unique

■ Caractéristiques

- **Tranchant de qualité:** Lame en acier carbone
- **Sécurité:** Emballage individuel en aluminium pour éviter tout risque de perforation
- **Largeur de gamme:** Disponible sur toutes les tailles courantes (10 à 24)

■ Références

Référence	Taille xx
LAMDxx	n°10
	n°11
	n°15
	n°20
	n°21
	n°22
	n°23
	n°24



■ Matériau utilisé

- Acier carbone

■ Stérilisation

- Rayons gamma - 2,5 M. Rads minimum
- Conservation: 5 ans après la date de stérilisation

■ Conditionnement

Blister individuel	Boite	Sous-conditionnement	Carton
Unité	100 pièces	1 000 pièces	15 000 pièces
(L x l)	(L x l x h)	(L x l x h)	(L x l x h)
80mm x 30mm	85mm x 28mm x 81mm	205mm x 165mm x 90mm	220mm x 330mm x 480mm

Une palette standard peut contenir 20 cartons - Stérilité assurée par le conditionnement individuel

■ Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15223 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.



■ Conformité 1370

- Classe IIa
- Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE
- NF EN 27740 : Instruments chirurgicaux - Bistouris à lames détachables - Dimensions d'assemblage.

■ Documentation

- Fiche EUROPHARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com