

Alèse Abri-Soft *Ultra light* – 40x60 cm – 650 ml

PROTECTION LITERIE

PERFORMANCES

- Destinée à la protection des lits, matelas et/ou chaises.
- Peut être utilisée lors de procédures non stériles telles que la pose de pansements ou les prises de sang afin de maintenir une hygiène parfaite.
- Le voile de surface en non tissé assure la diffusion rapide des liquides vers le matelas absorbant et permet une protection maximale contre les fuites.
- Peut être utilisée en complément de protections pour les personnes incontinentes.



DONNEES DE SECURITE

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex.
- Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO11948-1).

CE

- Marquage CE selon la Directive de l'Union Européenne pour les dispositifs médicaux 93/42/EEC, Annexe VII, classe 1



Fabrication
Française



Testé dermatologiquement
Produits sans risque
d'irritation



Label FSC
Cellulose provenant
de forêts
responsables




Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de
l'utilisateur et de son
environnement



ABRI-SOFT

DONNEES TECHNIQUES

Matière	Fluff + Non Tissé + PE	Dimensions	40 x 60 cm
Poids de l'alèse	30 g (+/-5)	Absorption (ml)	650
DLUO	5 ans		



Alèse Abri-Soft *Ultra light* – 40x60 cm – 650 ml

DONNEES LOGISTIQUES

Code EAN carton	Code EAN sachet	Unités / sachet	Unités / carton	Cartons / palette 20
57 10811 043749	57 03538 030093	60	240	
Poids du carton brut	Dimensions carton (L x l x H)	Plan de palettisation	Pays d'origine	
7 kg	60 x 40 x 36,5 cm	5 rangées de 4 cartons	FRANCE	

PRODUIT ASSOCIÉ



Alèse ultra light 60x60 cm
Réf: 1000017868

Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80
✉ info@abena-frantex.com
@ www.abena-frantex.fr

