

Masque chirurgical - Résistant aux projections et anti-buée

Date de parution 17-01-2017

USAGE PRÉCONISÉ

Les masques spécialisés offrent différentes caractéristiques supplémentaires qui garantissent une protection et un confort optimum. Ces propriétés supplémentaires sont les fonctions anti-reflet et anti-buée, les visières panoramiques et les caractéristiques spéciales telles que **SOFTSEAL™**, **SIDEPROTECT™** et **EASYBREATH™**. Les masques de spécialité sont conçus pour lutter contre la transmission de maladies entre professionnels de santé et patients. (ex. : salive, mucosités). Ils servent également à limiter le risque que des projections ou des éclaboussures de sang, liquides corporels, sécrétions ou excréments n'atteignent la bouche et le nez du porteur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type	Type IIR
Couleur	Vert et orange
Forme	À plis
Type d'attache	Liens

MATÉRIAU

Les masques faciaux Ansell SANDEL sont exempts de latex de caoutchouc naturel.

Couche extérieure	Cellulose/polyester
Deuxième couche	Polypropylène filé-lié
Couche de filtration	Polypropylène extrudé-soufflé
Couche interne	Polypropylène thermolié
Liens	Polypropylène filé-lié
Barrette nasale	Fil d'acier recouvert de polyéthylène
Anti-buée	Polypropylène revêtu de polyéthylène

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	50/boîte 12 boîtes/carton
Total/carton	600
Durée limite de stockage	5 années
Consignes de stockage	Garder à l'abri des rayons du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec.

POIDS

Masque facial fini : 4,2 grammes

DIMENSIONS GLOBALES

Dimensions du masque facial fini : 175 x 90 mm Épaisseur du masque facial fini : 1,5 mm Dimensions des liens : 900 x 27 mm

RÉFÉRENCE PRODUIT

85024	Masque chirurgical - Résistant aux projections et anti-buée - Type IIR - Liens - Vert et orange
-------	---

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

EFB*	≥ 98 %
Delta P	< 5.0mmH2O/cm ²
RÉSISTANCE AUX LIQUIDES	120 mmHg

*EFB=Efficacité de la filtration bactérienne

BIOCONTAMINATION

Charge microbienne	< 30 unités formant colonie par gramme
--------------------	--

TRAÇABILITÉ DU LOT

Oui (numéro de lot + code-barres)

RÉUTILISATION

Usage unique

NETTOYAGE

Sans objet

MÉTHODE DE STÉRILISATION

Sans objet

RESTÉRILISATION

Sans objet

MARQUAGE CE

Classification CE : Classe I

ORGANISME DE CERTIFICATION

British Standards Institution : DM

NORMES DE FABRICATION ET DE SÉCURITÉ

Conformité du produit aux normes	EN14683:2014 ISO 22609:2004
Normes de fabrication	ISO 13485 ISO 9001

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V (European Headquarters)

Riverside Business Park, Block J
Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium
• Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu