

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Bande de ouate

Rolta® Soft

Référence	Taille ou dimensions produit	Référence ACL
932045	10 cm x 3 m	6076174

Produit

Rolta® Soft est une bande de ouate non-absorbante composée de fibres de polyester. Très douce au contact de la peau et perméable à l'air et aux exsudats. S'applique facilement évitant les plis grâce à son extensibilité longitudinale et transversale. Se retire facilement.

Rolta® Soft est un dispositif médical de classe I.

Indication

Rolta® Soft est utilisé comme rembourrage sous un bandage ou sous un plâtre permettant de combler les creux ou de protéger les saillies osseuses afin d'éviter les zones de sur-pression et de sous-pression. Elle est également utilisée comme bandage de compression en particulier lorsque qu'une compression légère est requise. Particulièrement adaptée aux personnes ayant la peau sensible.

Spécifications

Composition :
100% fibres de polyester

Caractéristiques :
Coloris : blanc

Stérilisable à la vapeur d'eau (121°C), à l'oxyde d'éthylène et aux rayonnements. N'absorbe pas les rayons X.

Non remboursé LPPR.

Présentation / Conditionnement

Emballées individuellement en boîte, puis conditionnées en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Dimensions boîte	Dimensions carton
932045	10 cm x 3 m	6	6	310 x 140 x 74 mm	467 x 320 x 165 mm